

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院		東京サービスセンタ 〒104-0051 東京都中央区佃二丁目1番6号 リバーシティM-SQUARE 8階 TEL 03-5144-8410 FAX 03-5548-3972	
お客様ID 10027070000-115	受付番号 5223574	作業 CS	区分 2H
保証区分 保守契約		PJ番号 MC3120992712	
装置名 TSX-302A/1A		設置室 4F 撮影室5	据付日 2011年5月16日
ご依頼内容 保守点検2020年11月/定期点検2020年11月		作業内容 保守点検マニュアルに基づき保守点検作業を実施いたしました。 MRC03870 F325769	
作業開始・終了時間 開始 2020年11月16日17時00分 終了 2020年11月16日20時00分		完了	
時間内 1 時間外 1 往復 1 合計 3			
ユニット TSX-302A/1A	製造番号 1AA1122020	作業担当者 松瀬 聡志 他0名	
使用部品 1 以下余白 2 3 4 5		数量 図番 図番 図番 図番 図番	

ご所属

ご署名

X

三 和

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスの提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号 01299590

AquilionPRIME マルチスライシステム 定期点検報告書(6ヶ月)

実施日 2020 年 11 月 16 日

点検済証	7325769
点検者	1P:R
MRC No	03870

御得意名	116218	EXAM #	116218
契約期間	スライスカウンタ	スライスカウンタ	347550
	架台回転カウンタ	架台回転カウンタ	4494998

D. 御得意用(記録) (1/2) 2020-115

システム	TSX-302A (AquilionPRIME)
S/N	1AA1122020
ソフトウェアバージョン	4.747P.016

項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考	項目番号	点検内容	点検方法	点検結果	記録	備考
1	点検作業開始前準備					5	ダクト ASSY の取り外し、清掃	CL	CL		
2	テストスキヤンの実施	C	C			6	吸気口の清掃	CL	CL		
3	管路冷却確認	C	C			7	摩擦粉清掃カバーの取り外し				
4	ガントリカバー取り外し					8	メインフレーム内の清掃	CL	CL		
5	システムシャットダウン					9	スリッパリングの清掃	CL	CL		
6	2. ハワーストコンピュータの確認					11	ダクト ASSY の取り付け				
7	漏電ブレーカの確認	C	C			12	ブラシ摩耗量の確認	C	C		
8	3. ガントリ内部確認 (DAS 温度調節、ファン等)					13	ブラシ ASSY の取り付け				
9	DAS 部主検出器温度設定の確認	C	C	37.1 °C	36°C~38°C	14	ケーブルの取り付け				
10	DAS 部冷却ファンの回転確認	I	I			15	回転確認	C	C		
11	ガントリ天井ファン動作確認	I	I			16	8. ガントリ内部清掃 (ファンフィルタ清掃、油漏れ確認等)				
12	熱交換器・HFG 内部ファン動作確認	I	I			17	サイドカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
13	熱交換器運転時間確認	I	I	243 時間		18	ガントリアンタカバー部清掃	CL	CL		
14	検出器・DAS 部コネクタの緩み確認	C	C			19	B サイドカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
15	4. ガントリ内締結部締め付け確認および X 線系油漏れ確認					20	B リアカバーフィルタ部清掃	CL	CL		
16	アンカボルトの締結確認	C	C			21	検出器窓の入射窓の清掃	CL	CL		
17	ガントリ右側面 重要締結部確認	I	I			22	HFG 通気口の清掃	CL	CL		
18	ガントリ右側面 斜入ケーブルさばき確認	I	I			23	9. オイルクーラ清掃				
19	ガントリ正面 重要締結部確認	I	I			24	X 線系冷却液漏れ確認	C	C		
20	ガントリ左側面 重要締結部確認	I	I			25	X 線管レセプタクル部確認	C	C		
21	ガントリ左側面 斜入ケーブルさばき確認	I	I			26	熱交換器フィルタの清掃	CL	CL		
22	回転部ユニット固定確認	C	C			27	ケーブル・コネクタ接続確認	C	C		
23	5. 緊急停止ボタン機能確認 (コンソール、ハイブリッドキーボード)					28	コンソール電源 ON				
24	コンソール緊急停止ボタン動作確認	C	C			29	オイルクーラポンプ動作確認	C	C		
25	オンデレイタイムの設定および動作確認	C	C			30	高圧ケーブル締め付け確認	C	C		
26	6. コンソール部清掃、その他					31	X 線ベローズ確認	C	C		
27	コンソールカバーの取り外し					32					
28	PG 用電源ケーブルの取り外し					33					
29	CPU BOX、REC BOX 吸排気口清掃	CL	CL			34					
30	7. ガントリ内部清掃 (大電流スリッパリング他)					35					
31	ガントリ電源ブレーカ OFF					36					
32	ブラシカバーの取り外し					37					
33	ケーブルの取り外し					38					
34	ブラシ ASSY の取り外し					39					

記録・結果 / I: 目視点検, R: 交換, A: 調整, C: 確認, CL: 清掃, G: 注油

