

JAB RM205 引用											
大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
基幹項目											
1.尿・糞便等検査											
	D 0 0 0	尿中一般物質定性半定量検査									
		比重、pH、蛋白定性、グルコース、ウレトリゲン、ウレトリン定性、ビリルビン、ケトン体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)、食塩、試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)、アルブミン	尿		2022/11/15		屈折率法 試験紙法	クリニテックノーバス試薬カセットPRO12 エームス尿検査試験紙	CLINITEK NOVUS/CLINITEK ADVANTUS	QP020-URN-022	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		ウロペーパーαⅢ‘栄研’	US-3500		
	D 0 0 1	尿中特殊物質定性定量検査									
		1 尿蛋白	尿	穿刺液	2022/11/15		ビロガロールレッド法	μ-TP AR	LABOSPECT008	QP020-CHM-034	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		2 尿グルコース	尿		2022/11/15		ヘキシキナーゼ法	クオリジェント GLU	LABOSPECT008	QP020-CHM-017	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
	D 0 0 2	尿沈渣（鏡検法）									
		尿沈渣（鏡検法）	尿		2022/11/15		撮影画像法,鏡検法	USCANNER専用染色液	USCANNER	QP020-URN-013	
				変更	2024/1/2	測定原理・測定試薬・測定機器	鏡検法	ラボステインS染色液	用手法		
	D 0 0 3	糞便検査									
		7 糞便中ヘモグロビン	便		2022/11/15		イムノクロマトグラフィー法	OC-ヘモキャッチS‘栄研’	用手法	QP020-URN-016	
2 血液学的検査											
	D 0 0 5	血液形態・機能検査									
		2 網赤血球数	血液		2022/11/15		フローサイトメトリー法	フルオロセルRET	XN-9000	QP020-HEM-006	
				変更	2024/1/2	測定機器			XR-9000		
		3 末梢血液像（自動機械法）	血液		2022/11/15		フローサイトメトリー法	フルオロセルWDF他	XN-9000	QP020-HEM-007	
				変更	2024/1/2	測定機器			XR-9000	QP020-HEM-034	
		4 好酸球数									
		5 末梢血液一般検査	血液		2022/11/15		シースフローDC検出法 フローサイトメトリー法 SLS-ヘモグロビン法 赤血球パルス波高値検出法	スルホライザ 他	XN-9000	QP020-HEM-030	
				変更	2024/1/2	測定機器			XR-9000		
		6 末梢血液像（鏡検法）	血液		2022/11/15		鏡検法	メイグリンワルド染色		QP020-HEM-009	
		9 ヘモグロビンA 1 c（H b A 1 c）	血液		2022/11/15		HPLC法	G11溶解液His第1,2,3液（S） GR01遊離液 第1,2,3液	HLC-723G11 HLC-723GR01	QP020-CHM-042	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器					
	D 0 0 6	出血・凝固検査									
		2 プロトロンビン時間（P T）	血漿		2022/11/15		凝固時間法	トロンボレルS	CS-5100	QP020-HEM-010	
				変更	2024/1/2	測定機器			CN-6000		
		4 フィブリノゲン定量	血漿		2022/11/15		トロンビン時間法	トロンボチェックfib(L)	CS-5100	QP020-HEM-012	
				変更	2024/1/2	測定機器			CN-6000		
		7 活性化部分トロンボプラスチン時間（A P T T）	血液		2022/11/15		凝固時間法	データファイAPTT	CS-5100	QP020-HEM-011	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		レボヘム APTT SLA	CN-6000		
		1 2 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（F D P）定量	血漿		2022/11/15		フィックス免疫比濁法	エルピアFDP-P	CS-5100	QP020-HEM-014	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		リアスオート P-F D P	CN-6000		
		16 Dダイマー	血漿		2022/11/15		フィックス免疫比濁法	エルピアエースDダイマー II	CS-5100	QP020-HEM-015	
				変更	2023/3/1	試薬変更		リアスオート・Dダイマーネオ			
				変更	2024/1/2	測定機器			CN-6000		
3 生化学的検査 I											
	D 0 0 7	血液化学検査									
		1 総ビリルビン	血清	穿刺液	2022/11/15		酵素法	シカリキッド T-BIL	LABOSPECT008	QP020-CHM-023	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン	血清		2022/11/15		酵素法	シカリキッド D-BIL	LABOSPECT008	QP020-CHM-024	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 総蛋白	血清		2022/11/15		ビュレット法	アクアオート カイノス-TP II	LABOSPECT008	QP020-CHM-025	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 アルブミン(BCP 改良法)	血清		2022/11/15		BCP改良法	アクアオート カイノス ALB	LABOSPECT008	QP020-CHM-026	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 尿素窒素	血清	尿	2022/11/15		ウレアーゼ・GLDH	シグナスオート UN	LABOSPECT008	QP020-CHM-016	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 クレアチニン	血清	尿	2022/11/15		酵素法	シグナスオートCRE	LABOSPECT008	QP020-CHM-014	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 尿酸	血清	尿	2022/11/15		ウリカーゼ・ベルオキシダーゼ法	クイックオート ネオ UA II	LABOSPECT008	QP020-CHM-015	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 アルカリホスファターゼ（ALP）	血清		2022/11/15		IFCC標準化対応法	Lタイプワコー ALP IFCC	LABOSPECT008	QP020-CHM-004	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 コリンエステラーゼ（ChE）	血清		2022/11/15		JSCC標準化対応法	Lタイプワコー ChE J	LABOSPECT008	QP020-CHM-008	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）	血清		2022/11/15		JSCC標準化対応法	Lタイプワコー γ-GT J	LABOSPECT008	QP020-CHM-006	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 中性脂肪	血清		2022/11/15		FG消去酵素法	デタミナー-L TG II	LABOSPECT008	QP020-CHM-011	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 ナトリウム及びクロール	血清	尿	2022/11/15		イオン選択電極法	日立 イオン選択電極法	LABOSPECT008	QP020-CHM-038 QP020-CHM-040	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 カリウム	血清	尿	2022/11/15		イオン選択電極法	日立 イオン選択電極法	LABOSPECT008	QP020-CHM-039	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 カルシウム	血清	尿	2022/11/15		アルセナゾⅢ法	セロテック Ca-AL	LABOSPECT008	QP020-CHM-019	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 マグネシウム	血清	尿	2022/11/15		酵素法	セロテック Mg-L	LABOSPECT008	QP020-CHM-022	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		

JAB RM205 引用												
大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
		1 グルコース	血清	血漿		2022/11/15		ヘキソキナーゼ法	クオリジェント GLU	LABOSPECT008	QP020-CHM-017	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）	血清			2022/11/15		IFCC標準化対応法	Lタイプワコー LD・IF	LABOSPECT008	QP020-CHM-001	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 アミラーゼ	血清	尿		2022/11/15		JSCC標準化対応法	アキュラスオート AMY-IF	LABOSPECT008	QP020-CHM-007	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)	血清			2022/11/15		L-ロイシル- p-ニトロアニリド基質	Lタイプワコー LAP	LABOSPECT008	QP020-CHM-009	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 クレアチンキナーゼ（CK）	血清			2022/11/15		JSCC標準化対応法	Lタイプワコー CK	LABOSPECT008	QP020-CHM-005	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 鉄（Fe）	血清			2022/11/15		Nitroso-PSAP法	クイックオート ネオ Fe	LABOSPECT008	QP020-CHM-020	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）	血清			2022/11/15		残余鉄比色法	クイックオート ネオ UIBC	LABOSPECT008	QP020-CHM-021	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 総鉄結合能（TIBC）（比色法）	血清			2022/11/15			計算法（Fe+UIBC）		QP020-CHM-021	
		3 HDL-コレステロール	血清			2022/11/15		選択的抑制法	メタボリード HDL-C	LABOSPECT008	QP020-CHM-012	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		3 無機リン(及びリン酸)	血清	尿		2022/11/15		酵素法	デタミナーL IP II	LABOSPECT008	QP020-CHM-018	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		3 総コレステロール	血清			2022/11/15		コレステロール酸化酵素法	デタミナーL TC II	LABOSPECT008	QP020-CHM-010	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		3 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）	血清			2022/11/15		JSCC標準化対応法	Lタイプワコー AST J2	LABOSPECT008	QP020-CHM-002	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		3 アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）	血清			2022/11/15		JSCC標準化対応法	Lタイプワコー ALT J2	LABOSPECT008	QP020-CHM-003	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		4 LDL-コレステロール	血清			2022/11/15		選択的可溶化法	メタボリード LDL-C	LABOSPECT008	QP020-CHM-013	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		4 蛋白分画	血清	尿		2022/11/15		電気泳動法	クイックジェルSP	Epalyzer2	QP020-IMM-EP001	
					変更	2025/5/14	外部委託検査へ変更					
		16 アンモニア	血液			2022/11/15		乾式臨床化学分析	富士ドライケムスライド NH3-W II	富士ドライケム生化学分析装置NX10N	QP020-CHM-043	
		17 グリコアルブミン	血清			2022/11/15		酵素法	ルシカ GA-L	LABOSPECT008	QP020-CHM-033	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		ルシカ GA-L2	LABOSPECT008a		
		36 血液ガス分析	血液			2022/11/15		電位差測定法 電流測定法、伝導性測定法	RAPID POINT500測定カートリッジ	RAPID POINT500血液ガス測定装置	QP020-CHM-054	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		RAPID POINT500e測定カートリッジ	RAPID POINT500e血液ガス測定装置		
5 免疫学的検査												
	D 0 1 1	免疫血液学的検査										
		1 A B O血液型、Rh（D）血液型	血液	血漿		2022/11/15		試験管法 カラム凝集法	オーソ バイオクロン抗A,オーソ バイオクロン抗B アフアーマジエン BIO-RAD マイクロタイピングシステムABDカード	試験管法：用手法 カラム凝集法：IH-500、IH-1000	QP020-TML-001 QP020-TML-006	
		1 Rh（D）血液型	血液	血漿		2022/11/15		試験管法 カラム凝集法	オーソ バイオクロン抗D BIO-RAD マイクロタイピングシステムABDカード	試験管法：用手法 カラム凝集法：IH-500、IH-1000	QP020-TML-002 QP020-TML-006	
		2 Coombs試験 直接	血液	血漿		2022/11/15		試験管法	オーソクームス試験キット オーソクームス血清バイオクロン アイ・エル・ジャパン ガンマクロン抗IgG	用手法	QP020-TML-003	
		2 Coombs試験 間接	血液	血漿		2022/11/15		試験管法	オーソ サージスクリーン オーソ ディエゴA血球 アイ・エル・ジャパン ガンマクロン抗IgG	用手法	QP020-TML-004	
	D 0 1 2	感染症免疫学的検査										
		1 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストロブリン O(ASO)	血清			2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	LASAY オート RPR	LABOSPECT008	QP020-CHM-036	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		4 梅毒トレポネーマ抗体定性										
		1 3 H T L V－I 抗体定性	血清			2022/11/15		CLIA法	HTLV・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A019	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity HTLV・アボット	Alinity		
		1 6 H I V－1， 2 抗原・抗体同時測定定性	血清			2022/11/15		CLIA法	HIV Ag/Ab コンボアッセイ・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A010	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity HIV Ag/Ab コンボアッセイ・アボット	Alinity		
	D 0 1 3	肝炎ウイルス関連検査										
		3 H B s 抗原	血清			2022/11/15		イムノクロマト法 CLIA法	エスプライン HBsAg HBsAg QT・アボット	用手法 MultiSR i6000	QP020-IMM-M007 QP020-IMM-A003	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity HBsAg QT・アボット	Alinity		
		3 H B s 抗体	血清			2022/11/15		イムノクロマト法 CLIA法	エスプライン HBsAb-N オーサブ・アボット	用手法 MultiSR i6000	QP020-IMM-M008 QP020-IMM-A004	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity オーサブ・アボット	Alinity		
		5 H C V 抗体定性・定量	血清			2022/11/15		イムノクロマト法 CLIA法	オーソ クイックエイサー HCV Ab HCVAb・アボット	用手法 MultiSR i6000	QP020-IMM-M009 QP020-IMM-A009	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity HCVAb・アボット	Alinity		
					変更	2026/6/2	測定試薬		Anti-HCV・アボット			
	D 0 1 4	自己抗体検査										
		2 リウマトイド因子（R F）定量										
	D 0 1 5	血漿蛋白免疫学的検査										
		1 C反応性蛋白（C R P）	血清			2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	CRP-ラテックス×2「生研」	LABOSPECT008	QP020-CHM-027	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		4 免疫グロブリン(IgG,IgA,IgM)	血清			2022/11/15		免疫比濁法	N-アッセイ TIA IgG、IgA、IgM-SH	LABOSPECT008	QP020-CHM-029 QP020-CHM-030 QP020-CHM-031	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		8 C 3、C 4										
6 微生物学的検査												
	D 0 1 7	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査										

JAB RM205 引用												
大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
		1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	喀痰	その他		2022/11/15		蛍光染色	蛍光染色法	蛍光顕微鏡BX53	QP020-MIC-008	
		3 その他のもの	喀痰	その他		2022/11/15		グラム染色(Bartholomew&Mittwer改良法) チール・ネルゼン染色	バーミーM染色キット チール・ネルゼン染色	システム顕微鏡BX51 蛍光顕微鏡BX53	QP020-MIC-001 QP020-MIC-008	
					変更	2023/6/29	測定機器			顕微鏡システムBX53		システム顕微鏡BX51後継
	D 0 1 8 細菌培養同定検査											
		1 口腔、気道又は呼吸器からの検体	喀痰	その他		2022/11/15		炭酸ガス培養法 好気培養法	ニッスイプレート羊血液寒天培地 等	テーパー式ウィークリーCO2培養器 DCP-220型 インキュベーター EBR-29C MALDIバイオタイパー インキュベーター EBR-29C	QP020-MIC-002	
					変更	2023/9/25	測定機器					同型機への変更
					変更	2023/12/20	試薬名称変更		アキュレート羊血液寒天培地 等			社名変更による血液寒天培地名称変更
					変更	2023/1/4	測定機器			MALDIバイオタイパー(sirius)		
		2 消化管からの検体	便	その他		2022/11/15		炭酸ガス培養法 好気培養法	ニッスイプレート羊血液寒天培地 等	テーパー式ウィークリーCO2培養器 DCP-220型 インキュベーター EBR-29C MALDIバイオタイパー インキュベーター EBR-29C	QP020-MIC-005	
					変更	2023/9/25	測定機器					同型機への変更
					変更	2023/12/20	試薬名称		アキュレート羊血液寒天培地 等			社名変更による血液寒天培地名称変更
					変更	2023/1/4	測定機器			MALDIバイオタイパー(sirius)		
		3 血液又は穿刺液	血液	その他		2022/11/15		好気ボトル培養 嫌気ボトル培養 炭酸ガス培養法 好気培養法	23F好気用レズンボトルP 22F嫌気用レズンボトルP 20F小児用レズンボトルP ニッスイプレート羊血液寒天培地 等	BACTEC FX テーパー式ウィークリーCO2培養器 DCP-220型 インキュベーター EBR-29C MALDIバイオタイパー	QP020-MIC-003 QP020-MIC-006	
					変更	2023/9/25	測定機器			インキュベーター EBR-29C		同型機への変更
					変更	2023/12/20	試薬名称		アキュレート羊血液寒天培地 等			社名変更による血液寒天培地名称変更
					変更	2023/1/4	測定機器			MALDIバイオタイパー(sirius)		
		4 泌尿器又は生殖器からの検体	尿	その他		2022/11/15		炭酸ガス培養法 好気培養法	ニッスイプレート羊血液寒天培地 等	テーパー式ウィークリーCO2培養器 DCP-220型 インキュベーター EBR-29C MALDIバイオタイパー インキュベーター EBR-29C	QP020-MIC-004	
					変更	2023/9/25	測定機器			インキュベーター EBR-29C		同型機への変更
					変更	2023/12/20	試薬名称		アキュレート羊血液寒天培地 等			社名変更による血液寒天培地名称変更
					変更	2023/1/4	測定機器			MALDIバイオタイパー(sirius)		
		5 その他の部位からの検体	分泌液	その他		2022/11/15		炭酸ガス培養法 好気培養法	ニッスイプレート羊血液寒天培地 等	テーパー式ウィークリーCO2培養器 DCP-220型 インキュベーター EBR-29C MALDIバイオタイパー インキュベーター EBR-29C	QP020-MIC-006	
					変更	2023/9/25	測定機器			インキュベーター EBR-29C		同型機への変更
					変更	2023/12/20	試薬名称		アキュレート羊血液寒天培地 等			社名変更による血液寒天培地名称変更
					変更	2023/1/4	測定機器			MALDIバイオタイパー(sirius)		
		6 簡易培養	便	その他		2022/11/15		炭酸ガス培養法 好気培養法	各種選択分離培地	テーパー式ウィークリーCO2培養器 DCP-220型 インキュベーター EBR-29C MALDIバイオタイパー インキュベーター EBR-29C	QP020-MIC-006	
					変更	2023/9/25	測定機器			インキュベーター EBR-29C		同型機への変更
					変更	2023/1/4	測定機器			MALDIバイオタイパー(sirius)		
		嫌気性培養	穿刺液	その他		2022/11/15		嫌気培養法	ニッスイプレートABHK寒天培地	テーパー式アナエロボックス ANX-3型 MALDIバイオタイパー	QP020-MIC-002 QP020-MIC-003 QP020-MIC-004 QP020-MIC-005 QP020-MIC-006	
					変更	2023/1/4	測定機器			MALDIバイオタイパー(sirius)		
					変更	2023/12/20	試薬名称		アキュレートABHK寒天培地			社名変更による血液寒天培地名称変更
		真菌培養				2023/1/4			クロモアガーカンジダ			
		質量分析				2023/1/4				MALDIバイオタイパー(sirius)		
	D 0 1 9 細菌薬剤感受性検査											
		細菌薬剤感受性検査	その他		変更	2022/11/15 2025/4/1	試薬変更	微量液体希釈法	NM-EN2J 等 NM3J 等	DxM1096マイクロスキャンWalkAway	QP020-MIC-007	サンプルとして分離菌を使用
		4 薬剤耐性菌検出	その他			2022/11/15		ディスク拡散法	KBディスク	インキュベーター EBR-29C	QP020-MIC-007	サンプルとして分離菌を使用
		5 抗菌薬併用効果スクリーニング	その他			2022/11/15		微量液体希釈法	BCプレート	インキュベーター EBR-29C		サンプルとして分離菌を使用
	D 0 2 0 抗酸菌分離培養検査											
		1 抗酸菌分離培養（液体培地法）	喀痰	その他		2022/11/15		ミジット法	ミジットチューブ	BACTEC MGIT960	QP020-MIC-021	
		2 抗酸菌分離培養（それ以外のもの）										
非基幹項目												
11 尿・糞便等検査												
	D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査											
		2 VMA定性（尿）										
		3 尿浸透圧	尿			2022/11/15		氷点降下法	濃縮洗浄液 他	オズモステーション OM-6060	QP020-URN-017	
		4 ポルフィリン症スクリーニングテスト（尿）										
		5 N－アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）（尿）	尿			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・U-NGAL	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-070	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		U-NGAL・アボット	Alinity		
		6 アルブミン定性（尿）	尿			2022/11/15		試験紙法	BMテスト	用手法	QP020-URN-014	
					変更	2025/1/6	測定試薬		コバスMAU Neo			
		7 黄体形成ホルモン（LH）定性（尿）										
		8 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）（尿）										
		9 トランスフェリン（尿）										
		10 アルブミン定量（尿）										

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考	
1		1 1 ウロボルフィリン（尿）、トリブシノーゲン 2（尿）										
		1 2 δアミノレブリン酸（δ－A L A）（尿）										
		1 3 ポリアミン（尿）										
		1 4 ミオイノシトール（尿）										
		1 5 コプロボルフィリン（尿）										
		1 6 IV型コラーゲン（尿）										
		1 7 総ヨウ素（尿）										
		1 7 ポルフォビリノゲン（尿）										
		1 8 プロスタグランジン E 主要代謝物(尿)										
		1 9 シュウ酸（尿）										
		20 L 型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)、好中球ゼラチナーゼ結合性リポリカン(NGAL)(尿)										
		D 0 0 2－2 尿沈渣（フローサイトメトリー法）										
	1		尿沈渣（フローサイトメトリー法）	尿	新規	2024/1/2		フローサイトメトリー法	UF-フルオロセルSF他	UF-5000	QP020-URN－023	
	1		D 0 0 3 糞便検査									
	1		1 虫卵検出（集卵法）（糞便）、ウロビリ(糞便)	便		2022/11/15		MGL法	ホルマリン,エーテル 他	用手法	QP020-URN-020	
			2 糞便塗抹顕微鏡検査（虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。）									
			3 虫体検出（糞便）									
			4 糞便中脂質									
			5 糞便中ヘモグロビン定性									
			6 虫卵培養（糞便）									
		8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量										
		9 カルプロテクチン（糞便）										
1		D 0 0 4 穿刺液・採取液検査										
		1 ヒューナー検査										
		2 関節液検査										
		3 胃液又は十二指腸液一般検査										
		4 精液一般検査										
		5 頸管粘液一般検査										
1		6 髄液一般検査	穿刺液		2022/11/15		計算盤を用いた細胞数算定法 ピロガロールレッド法 ヘキシキナーゼ法	サムソン液 μ-TP AR クオリジェント GLU	用手法 LABOSPECT008	QP020-URN-019 QP020-CHM-034 QP020-CHM-017		
1				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a			
		7 顆粒球エラスターゼ定性（子宮頸管粘液）、I g E 定性（涙液）										
		8 顆粒球エラスターゼ（子宮頸管粘液）										
		9 マイクロバブルテスト										
		1 0 I g G インデックス										
		1 1 オリゴクローナルバンド										
		1 2 ミエリン塩基性蛋白（M B P）（髄液）										
		1 3 タウ蛋白（髄液）										
		1 4 リン酸化タウ蛋白（髄液）										
		1 5 アミロイド β42/40 比(髄液)、リン酸化タウ蛋白/アミロイド β42 比(髄液)										
1		12 血液学的検査										
1		D 0 0 5 血液形態・機能検査										
1		1 赤血球沈降速度（E S R）	血液		2022/11/15		ウエスターグレン法	赤沈管	用手法	QP020-URN-018		
1		3 血液浸透圧	血清		2022/11/15		氷点降下法	濃縮洗浄液 他	オズモステーション OM-6060	QP020-URN-017		
		3 好酸球(鼻汁・喀痰)										
		7 血中微生物検査、DNA 含有赤血球計数検査										
		8 赤血球抵抗試験										
		1 0 自己溶血試験、血液粘稠度										
		1 1 ヘモグロビン F（H b F）										
		1 2 デオキシチミジンキナーゼ（T K）活性										
		1 3 ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ（T d T）										
1		末梢血液像（特殊染色）	血液		2022/11/15		特殊染色法	メイ・グリュンワルド・ギムザ染色 ベルオキシダーゼ染色 アルカリ性ホスファターゼ染色 エステラーゼ染色 PAS染色 鉄染色 酸性ホスファターゼ染色 酒石酸抵抗試験 メイグリンワルド染色	用手法	QP020-HEM-016 QP020-HEM-017 QP020-HEM-018 QP020-HEM-019 QP020-HEM-022 QP020-HEM-023 QP020-HEM-024 QP020-HEM-025 QP020-HEM-026		
1		1 4 骨髄像	穿刺液		2022/11/15		鏡検法		用手法			
1		骨髄像（特殊染色）	穿刺液		2022/11/15		特殊染色法	メイ・グリュンワルド・ギムザ染色 ベルオキシダーゼ染色 アルカリ性ホスファターゼ染色 エステラーゼ染色 PAS染色 鉄染色 酸性ホスファターゼ染色 酒石酸抵抗試験	用手法	QP020-HEM-016 QP020-HEM-017 QP020-HEM-018 QP020-HEM-019 QP020-HEM-022 QP020-HEM-023 QP020-HEM-024 QP020-HEM-025		
1		1 5 造血器腫瘍細胞抗原検査（一連につき）	血液	穿刺液	2022/11/15		フローサイトメトリー法	BD FACSTFlow Sheath Fluid 他	FACSCanto II・FACSLytic	QP020-HEM-028		
1		D 0 0 6 出血・凝固検査										
		1 出血時間										
		3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験										
		4 フィブリノゲン半定量、クリオフィブリノゲン										
		5 トロンビン時間										
		6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験										
		8 血小板凝集能										
1		9 アンチトロンビン活性	血漿		2022/11/15		合成基質法	エルシステム・ATⅢ	CS-5100	QP020-HEM-013		

JAB RM205 引用												
大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		レボヘム AT	CN-6000		
		9 アンチトロンビン抗原										
		1 0 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）定性、フィブリン・フィブリノゲン分解産物（FDP）半定量、プラスミン、プラスミン活性、α1－アンチトリプシン										
		1 1 フィブリンモノマー複合体定性										
		1 3 プラスミン活性、プラスミンゲン抗原、凝固因子インヒター定性（クロスミキシング試験）										
		1 4 Dダイマー定性										
		1 5 von Willebrand因子（VWF）活性										
		1 7 プラスミンインヒター（アンチプラスミン）、Dダイマー半定量										
		1 8 α2－マクログロブリン										
		1 9 PIVKA－Ⅱ										
		2 0 凝固因子インヒター										
		2 1 von Willebrand因子（VWF）抗原										
		2 2 プラスミン・プラスミンインヒター複合体（PIC）										
		2 3 プロテインS抗原										
		2 4 プロテインS活性										
		2 5 トロンビン・アンチトロンビン複合体（TAT）										
		2 6 β－トロンボグロブリン（β－TG）										
		2 7 血小板第4因子（PF4）										
		2 8 プロトロンビンフラグメントF1＋2										
		2 9 トロンボモジュリン										
		3 0 フィブリンモノマー複合体										
		3 1 プロテインC抗原										
		3 2 凝固因子（第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子）										
		3 3 プロテインC活性										
		3 4 tPA・PAI－1複合体										
		3 5 ADAMTS13活性										
		3 6 血小板凝集能（鑑別診断の補助に用いるもの、その他のもの）										
		3 7 ADAMTS13インヒター										
	D006-10	CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)										
		CCR4 タンパク(フローサイトメトリー法)										
	D006-21	血液粘弾性検査(一連につき)										
		血液粘弾性検査(一連につき)										
13 生化学的検査 I												
	D 0 0 7 血液化学検査											
		1 クレアチン、アルドラーゼ、遊離コレステロール、血中ケトン体・糖・クロール検査（試験紙法・アンブル法・固定化酵素電極によるもの）										
		2 リン脂質										
		5 銅（Cu）										
		6 リパーゼ	血清			2022/11/15		合成基質比色法	シグナスオート LIP	LABOSPECT008	QP020-CHM-067	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		7 イオン化カルシウム										
		8 マンガン（Mn）										
		9 ケトン体										
		1 0 アポリポ蛋白										
		1 1 アデノシンデアミナーゼ（ADA）										
		1 2 グアナーゼ										
		1 3 有機モノカルボン酸	血液			2022/11/15		電位差測定法 電流測定法、伝導性測定法	RAPID POINT500測定カートリッジ	RAPID POINT500血液ガス測定装置	QP020-CHM-054	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		RAPID POINT500e測定カートリッジ	RAPID POINT500e血液ガス測定装置		
		1 3 胆汁酸	血清			2022/11/15		酵素サイクリング法	アクアオート カイノス TBA試薬	LABOSPECT008	QP020-CHM-028	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		1 4 重炭酸塩	血液			2022/11/15			RAPID POINT500測定カートリッジ	RAPID POINT500血液ガス測定装置	QP020-CHM-054	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		RAPID POINT500e測定カートリッジ	RAPID POINT500e血液ガス測定装置		
		1 4 ALPアイソザイム、アミラーゼアイソザイム、γ-GTアイソザイム、LDアイソザイム										
		1 5 ASTアイソザイム、リボ蛋白分画										
		1 7 CKアイソザイム										
		1 8 コレステロール分画										
		1 9 ケトン体分画、遊離脂肪酸										
		2 0 レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ（LCAT）										
		2 1 グルコース－6－リン酸デヒドロゲナーゼ（G－6－PD）、リボ蛋白分画（PAGディスク電気泳動法）、1，5－アンヒドロ－D－グルシトール（1，5AG）、グリコロール酸										
		2 2 CK－MB(蛋白量測定)	血漿			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・CKMB	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-044	
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		CK-MB・アボット	Alinity		
		2 3 LDアイソザイム1型、総カルニチン、遊離カルニチン										
		2 4 ALPアイソザイム及び骨型アルカリホスファターゼ（BAP）										
		2 5 フェリチン半定量										
		2 5 フェリチン定量	血清			2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	FER-ラテックスRX〔生研〕	LABOSPECT008	QP020-CHM-064	
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		2 6 エタノール										
		2 7 リボ蛋白（a）										
		2 8 ヘパリン										
		2 8 K L－6	血清			2022/11/15		CLEIA法	ルミバルスプレスト KL-6	ルミバルスPrestoⅡ	QP020-IMM-P011	
					変更	2024/1/2	測定機器			ルミバルス L2400		
		2 9 心筋トロポニンI	血漿			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・高感度トロポニンI	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-045	

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
		2 9 心筋トロポニンT(TnT)定性・定量、アルミニウム（Al）、シスタチン		変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		high sensitive トロポニンI・アボット	Alinity		
		3 0 25-ヒドロキシビタミン									
		3 1 ペントシジン									
		3 2 イヌリン									
		3 3 リボ蛋白分画（H P L C法）									
		3 4 肺サーファクタント蛋白-A（S P-A）、ガラクトース									
		3 5 IV型コラーゲン、ミオグロビン定性、ミオグロビン定量、心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-F A B P）定性、心臓由来脂肪酸結合蛋白（H-F A B P）定量、									
		3 6 亜鉛（Z n）	血清		2022/11/15		直接法（5-Br-PAPS）	アキュラスオート Zn	LABOSPECT008	QP020-CHM-035	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		3 7 アルブミン非結合型ビリルビン									
		3 8 肺サーファクタント蛋白-D（S P-D）、プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド（P-Ⅲ-P）、アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)、ビタミン B12									
		3 9 セレン									
		4 0 葉酸									
		4 1 IV型コラーゲン・7 S									
		4 2 ビルビン酸キナーゼ（P K）、									
		4 3 レムナント様リボ蛋白コレステロール（R L P-C）									
		4 4 腔分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型（I G F B P-1）定性									
		4 5 ヒアルロン酸									
		4 6 A L Pアイソザイム（P A G電気泳動法）、アセトアミノフェン									
		4 7 心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ									
		4 8 トリプシン									
		4 9 M a c-2 結合蛋白糖鎖修飾異性体、マロンジアルデヒド修飾 L D L（M D A-L D L）、オートタキシン、サイトケラチン 18 フラグメント（CK-18F）、ELF スコア									
		5 0 ホスホオリパーゼ A 2（P L A 2）									
		5 1 赤血球コプロボルフィリン									
		5 2 リボ蛋白リパーゼ（L P L）									
		5 3 肝細胞増殖因子（H G F）									
		5 4 ビタミン B 2									
		5 5 ビタミン B 1									
		5 6 ロイシンリッチα 2 グリコ蛋白									
		5 7 赤血球プロトボルフィリン									
		5 8 プロカルシトニン（P C T）定量	血漿		2022/11/15		CLIA法	アーキテクト プラームス PCT	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-069	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		BRAHMS PCT・アボット	Alinity		
		5 8 プロカルシトニン（P C T）半定量									
		5 9 ビタミン C									
		6 0 プレゼプシン定量									
		6 1 インフリキシマブ定性									
		6 2 1, 2 5-ジヒドロキシビタミン D									
		6 3 血管内皮増殖因子（V E G F）、コグリンモ蛋白(CTP)									
		6 4 F G F 2 3									
	14 生化学的検査Ⅱ										
		D 0 0 8 内分泌学的検査									
		1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定性	尿		2022/11/15		イムノクロマトグラフィー法	HCG テストバック・プラス OBC	用手法	QP020-URN-015	
				変更	2023/3/27	試薬変更		クリアビュー-EASY HCG			
				変更	2026/1/19	試薬変更		ゴナステック25			
		2 11-ヒドロキシコルチステロイド（11-O H C S）									
		3 ホモバニリン酸（H V A）									
		4 バニールマンデル酸（V M A）									
		5 5-ヒドロキシインドール酢酸（5-H I A A）									
		6 プロラクチン（P R L）									
		6 甲状腺刺激ホルモン（T S H）	血清		2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・TSH	MultiSR i6000	QP020-IMM-A013	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity TSH・アボット	Alinity		
		7 トリヨードサイロニン（T 3）									
		8 レニン活性									
		8 インスリン（I R I）	血清		2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・インスリン	MultiSR i6000	QP020-IMM-A016	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity インスリン・アボット	Alinity		
		9 レニン定量									
		1 0 成長ホルモン（G H）									
		1 1 サイロキシン（T 4）									
		1 2 卵胞刺激ホルモン（F S H）	血清		2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・FSH	MultiSR i6000	QP020-IMM-A015	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity FSH・アボット	Alinity		
		1 2 黄体形成ホルモン（L H）	血清		2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・LH Ⅱ	MultiSR i6000	QP020-IMM-A014	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity LH・アボット	Alinity		
		1 2 C-ペプチド（C P R）									
		1 3 テストステロン									
		1 4 遊離サイロキシン（F T 4）	血清		2022/11/15		CLIA法	FT4・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A012	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity フリーT4・アボット	Alinity		
		1 4 遊離トリヨードサイロニン（F T 3）	血清		2022/11/15		CLIA法	FT3・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A011	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity フリーT3・アボット	Alinity		
		1 4 コルチゾール	血清		2022/11/15		ECLIA法	エクレーシス試薬 コルチゾールⅡ	Cobas8000	QP020-IMM-C006	
				変更	2024/1/2	測定機器			cobas pro		
		1 5 アルドステロン									
		1 6 サイロキシン結合グロブリン（T B G）									
		1 7 サイログロブリン									

JAB RM205 引用											
大分類	中分類	小分類 (測定項目)	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
		1 8 ヒト絨毛性ゴナドトロピン-βサブユニット (H C G -β)									
		1 9 ヒト絨毛性ゴナドトロピン (H C G) 定量	血清		2022/11/15		ECLIA法	エクルーシス試薬 HCG+βⅡ	Cobas8000	QP020-IMM-C001	
				変更	2024/1/2	測定機器			cobas pro		
		1 9 サイロキシン結合グロブリン(TBG)、脳性N a 利尿ペプチド (B N P)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量									
		2 0 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗 GAD 抗体)									
		2 1 脳性N a 利尿ペプチド前駆体N端フラグメント (N T - p r o B N P)									
		2 2 サイロキシン結合能(TBC)									
		2 3 プロゲステロン									
		2 4 グルカゴン、低カルボキシル化オステオカルシン (u c O C)									
		2 5 I 型コラーゲン架橋N-テロペプチド (N T X)、オステオカルシン (O C)									
		2 6 酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ (T R A C P - 5 b)、遊離テストステロン									
		2 7 骨型アルカリホスファターゼ (B A P)									
		2 8 I 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P I N P)									
		2 9 副甲状腺ホルモン(PTH)、カテコールアミン分画、サイクリック AMP(cAMP)									
		3 0 インタクトI 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (I n t a c t P I N P)									
		3 1 デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体 (D H E A - S)									
		3 2 低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン (H C G) 半定量									
		3 3 エストラジオール (E 2)	血清		2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・エストラジオールⅡ	MultiSR i6000	QP020-IMM-A020	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity エストラジオールⅡ・アボット	Alinity		
		3 4 I 型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体 (β-C T X) (尿)、									
		3 5 セクレチン、I 型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体 (β-C T X)、									
		3 6 エストリオール (E 3)、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント (C-P T H r P)									
		3 7 副腎皮質刺激ホルモン (A C T H)	血漿		2022/11/15		ECLIA法	エクルーシス試薬 ACTH	Cobas8000	QP020-IMM-C005	
				変更	2024/1/2	測定機器			cobas pro		
		3 7 カテコールアミン									
		3 8 副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)									
		3 9 デオキシビリジノリン (D P D) (尿)									
		4 0 17-ケートジェニックスステロイド (17-K G S)									
		4 1 エリスロポエチン									
		4 2 ソマトメジンC									
		4 3 17-ケートステロイド分画 (17-K S分画)、17α-ヒドロキシプロゲステロン (17α-O H P)、抗I A-2抗体、プレグナジオール									
		4 4 メタネフリン									
		4 5 17-ケートジェニックスステロイド分画 (17-K G S分画)、メタネフリン・ノルメタネフリン分画									
		4 6 心房性N a 利尿ペプチド (A N P)									
		4 7 抗利尿ホルモン (A D H)									
		4 8 プレグナントリオール									
		4 9 ノルメタネフリン									
		5 0 インスリン様成長因子結合蛋白3型 (I G F B P - 3)									
		5 1 ガストリン									
		5 2 遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画									
		5 3 抗ミューラー管ホルモン (A M H)									
		5 4 レプチン									
	D 0 0 9 腫瘍マーカー										
		1 尿中B T A									
		2 α-フェトプロテイン (A F P)	血清		2022/11/15		CLEIA法	ルミバリスプレスト AFP	ルミバリスPrestoⅡ	QP020-IMM-P002	
				変更	2024/1/2	測定機器			ルミバリス L2400		
		3 癌胎児性抗原 (C E A)	血清		2022/11/15		CLIA法	CEA・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A017	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity CEA・アボット	Alinity		
		4 扁平上皮癌関連抗原 (S C C抗原)	血清		2022/11/15		CLIA法	SCC・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A001	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity SCC・アボット	Alinity		
		5 組織ポリペプチド抗原 (T P A)									
		6 N C C - S T - 439	血清		2022/11/15		CLEIA法	ルミバリス ST-439「NK」	ルミバリスG1200	QP020-IMM-G001	
				変更							
		6 C A15-3	血清		2022/11/15		CLEIA法	ルミバリスプレスト CA15-3	ルミバリスPrestoⅡ	QP020-IMM-P005	
				変更	2024/1/2	測定機器			ルミバリス L2400		
		7 D U P A N - 2									
		8 エラスターゼ1	血清		2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	イアトロ IRE 1Ⅱ	LABOSPECT008	QP020-CHM-032	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008α		
		9 前立腺特異抗原 (P S A)	血清		2022/11/15		CLEIA法	ルミバリスプレスト PSA	ルミバリスPrestoⅡ	QP020-IMM-P006	
				変更	2024/1/2	測定機器			ルミバリス L2400		
		9 C A19-9	血清		2022/11/15		CLEIA法	ルミバリスプレスト CA19-9	ルミバリスPrestoⅡ	QP020-IMM-P003	
				変更	2024/1/2	測定機器			ルミバリス L2400		
		1 0 P I V K A -Ⅱ 定量	血清		2022/11/15		CLEIA法	ルミバリスプレスト PIVKAⅡ-N	ルミバリスPrestoⅡ	QP020-IMM-P010	
				変更	2024/1/2	測定機器			ルミバリス L2400		
		1 0 P I V K A -Ⅱ 半定量									
		1 1 C A125	血清		2022/11/15		CLIA法	CA125Ⅱ・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A022	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity CA125Ⅱ・アボット	Alinity		
		1 2 核マトリックスプロテイン22 (N M P 22) 定量 (尿)、核マトリックスプロテイン22 (N M P 22) 定性 (尿)									

JAB RM205 引用

1	大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
1			1 3 シアリル L e x – i 抗原（S L X）										
1			1 4 神経特異エノラーゼ（N S E）	血清			2022/11/15		ECLIA法	エクルーシス試薬 NSE	Cobas8000	QP020-IMM-C002	
1						変更	2024/1/2	測定機器			cobas pro		
			1 5 S P a n – 1										
			1 6 C A 72 – 4、シアリル T n 抗原（S T N）										
			1 7 塩基性フイブリンゲン（B F P）、遊離型 P S A 比（P S A F / T 比）										
			1 8 シアリル L e x 抗原(CSLEX)										
1			1 9 サイトケラチン19フラグメント（シフラ）	血清			2022/11/15		CLIA法	シフラ・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A018	
1						変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity シフラ・アボット	Alinity		
			2 0 B C A 225										
			2 1 サイトケラチン8・18（尿）										
			2 2 抗 p 53抗体										
			2 3 I 型コラーゲン－C－テロペプチド（I C T P）										
1			2 4 ガストリン放出ペプチド前駆体（P r o G R P）	血漿			2022/11/15		ECLIA法	エクルーシス試薬 ProGRP	Cobas8000	QP020-IMM-C004	
1						変更	2024/1/2	測定機器			cobas pro		
			2 5 C A 54 / 61										
			2 6 α－フイブリンゲン分画（A F P－L 3 %）										
			2 7 γ－セミアプロテイン（γ－S m）										
			2 8 C A 602、組織因子経路インヒビター2（T F P I 2）										
1			2 9 ヒト精巣上体蛋白4（H E 4）	血清			2022/11/15		CLIA法	HE4・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A021	
1						変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity HE4・アボット	Alinity		
			3 0 可溶性モノリン関連ペプチド										
			3 1 S 2, 3 P S A %										
			3 2 プロステートヘルスインデックス（phi）										
			3 3 癌胎児性抗原（C E A）定性（乳頭分泌液）、癌胎児性抗原（C E A）半定量（乳頭分泌液）										
			3 4 H E R 2 蛋白										
			3 5 アポリポ蛋白 A2（A P O A 2）アイソフォーム										
1			3 6 可溶性インターロイキン－2レセプター（s I L－2 R）	血清			2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	ナノビア IL-2R	LABOSPECT008	QP020-CHM-068	
1						変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		D 0 1 0	特殊分析										
			1 糖分析（尿）										
			2 結石分析										
			3 チロシン										
			4 アミノ酸										
			5 総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比（B T R）										
			6 アミノ酸定性										
			7 脂肪酸分画										
			8 先天性代謝異常症検査（尿中有機酸分析、血中極長鎖脂肪酸、タンデムマス分析、その他）										
1	15	免疫学的検査											
1		D 0 1 1	免疫血液学的検査										
1			3 R h（その他の因子）血液型	血液	血漿		2022/11/15		試験管法	オーソRH式血液型キット	用手法	QP015-TML-017	
1						変更	2026/7/10	SOP変更				QP015-TML-018	
1			4 不規則抗体	血液	血漿		2022/11/15		カラム凝集法	BIO-RADマイクロタイピングシステムAHG4/E n z zカード	IH-500、IH-1000	QP020-TML-006	
			5 A B O 血液型関連糖転移酵素活性										
			6 血小板関連 I g G（P A－I g G）										
			7 A B O 血液型亜型										
			8 抗血小板抗体										
			9 血小板第4因子－ヘパリン複合体抗体（I g G抗体）										
			1 0 血小板第4因子－ヘパリン複合体抗体（I g G、I g M及びI g A抗体）										
			1 1 血小板第4因子－M ^o リ複合体抗体定性										
1		D 0 1 2	感染症免疫学的検査										
			1 抗streptolysin O（A S O）定性、抗streptolysin O（A S O）半定量										
			2 トキソプラズマ抗体定性、トキソプラズマ抗体半定量										
			3 抗streptokinase（A S K）定性、抗streptokinase（A S K）半定量										
			4 マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量										
1			5 梅毒血清反応（S T S）半定量、梅毒血清反応（S T S）定量										
1			6 梅毒トレポネーマ抗体定量	血清			2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	アキュラスオート TP抗体	LABOSPECT008	QP020-CHM-037	
						変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
			6 梅毒トレポネーマ抗体半定量										
			7 アデノウイルス抗原定性（糞便）、迅速ウレアーゼ試験定性										
1			8 ロタウイルス抗原定性（糞便）、ロタウイルス抗原定量（糞便）	便			2022/11/15		イムノクロマト法	ディップスティック栄研ロタ	用手法	QP020-MIC-012	
			9 ヘルコバクター・ピロリ抗体定性・半定量、クラミドフィラ・ニューモニエ I g G抗体										
			1 0 クラミドフィラ・ニューモニエ I g A抗体										
			1 1 ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（1項目当たり）										
			1 2 ヘルコバクター・ピロリ抗体、百日咳菌抗体定性、百日咳菌抗体半										
			1 3 H T L V－I 抗体半定量										
			1 4 トキソプラズマ抗体										
			1 5 トキソプラズマ I g M抗体										
1			1 5 クロストリジオイデス・ディフィシル抗原定性	便			2022/11/15		イムノクロマト法	C.DIFF QUIK CHEK コンプリート	用手法	QP020-MIC-011	
1			1 6 H I V－1, 2抗体定性	血清			2022/11/15		イムノクロマト法	ダイナスクリーン・HIV Combo	用手法	QP020-IMM-M010	
			1 6 H I V－1, 2抗体半定量										
			1 7 H I V－1抗体										

JAB RM205 引用

1	大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
			1 8 A群β溶連菌迅速試験定性									
			1 9 H I V－1, 2抗体定量									
			2 0 ヘモフィルス・インフルエンザb型（H i b）抗原定性（尿・髄液）									
			2 1 H I V－1, 2抗原・抗体同時測定定量									
1			2 2 インフルエンザウイルス抗原定性	その他		2022/11/15		イムノクロマト法	イムノエースFlu	用手法	QP020-MIC-015	
			2 3 カンジダ抗原定性、カンジダ抗原半定量、カンジダ抗原定量、梅毒トレポネーマ抗体（F T A－A B S試験）定性、梅毒トレポネーマ抗体（F T A－A B S試験）半定量									
1			2 4 R Sウイルス抗原定性	その他		2022/11/15		イムノクロマト法	イムノエースRSV Neo	用手法	QP020-MIC-027	
			2 5 ヒトメタニューモウイルス抗原定性									
			2 4 ヘルコバクター・ピロリ抗原定性、									
1			2 6 肺炎球菌抗原定性（尿・髄液）	尿		2022/11/15		イムノクロマト法	BinaxNOW 肺炎球菌	用手法	QP020-MIC-013	
			2 7 マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）									
1			2 8 ノロウイルス抗原定性	便		2022/11/15		イムノクロマト法	クイックナビーノロ2	用手法	QP020-MIC-019	
1					変更	2023/4/3	試薬変更		クイックナビーノロ3			
			2 8 インフルエンザ菌(無莢膜型)抗原定性、SARS-CoV-2 抗原定性									
			2 9 抗酸菌抗体定量、抗酸菌抗体定性									
			3 0 クラミドフィラ・ニューモニエ IgM 抗体、クラミジア・トラコマチス抗原定									
			3 1 大腸菌 O157 抗体定性									
			3 2 アスベルギルス抗原									
			3 3 HTLV-I 抗体									
			3 4 D－アラビニートール									
			3 5 大腸菌O157抗原定性									
			3 6 クリプトコックス抗原定性									
			3 7 クリプトコックス抗原半定量									
			3 8 マイコプラズマ抗原定性（F A法）									
1			3 9 アデノウイルス抗原定性（糞便を除く。）	その他		2022/11/15		イムノクロマト法	イムノエースアデノ	用手法	QP020-MIC-029	
			4 0 大腸菌血清型別									
			4 1 肺炎球菌細胞壁抗原定性									
			4 2 淋菌抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性、単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)									
			4 3 カンピロバクター抗原定性(糞便)									
1			4 4 （1→3）－β－D－グルカン	血漿		2022/11/15		比濁時間分析法	β-グルカン テストワコー	トキシノメーターMT-6500	QP020-MIC-022	
			4 5 プルセラ抗体定性、プルセラ抗体半定量、グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体									
			4 6 グロブリンクラス別ウイルス抗体価（1項目当たり）									
			4 7 ツツガムシ抗体定性、ツツガムシ抗体半定量									
1			4 8 レジオネラ抗原定性（尿）	尿		2022/11/15		イムノクロマト法	BinaxNOW レジオネラ	用手法	QP020-MIC-014	
			4 9 単純ヘルペスウイルス抗原定性（角膜）、単純ヘルペスウイルス抗原定性（性器）、アニサキス I g G・I g A抗体									
1			5 0 百日咳菌抗原定性									
1			5 1 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿）	尿		2022/11/15		イムノクロマト法	BinaxNOW 肺炎球菌	用手法	QP020-MIC-013	
			5 2 赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性									
1			5 3 SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出	その他		2022/10/14		イムノクロマト法	イムノエースSARS-Cov-2/Ful	用手法	QP020-MIC-031	
1			5 4 水痘ウイルス抗原定性（上皮細胞）	その他		2022/11/15		イムノクロマト法	デルマクイック VZV	用手法	QP020-MIC-023	
			5 5 エントキシン									
			5 6 デングウイルス抗原定性、デングウイルス抗原・抗体同時測定定性、白癬菌抗原定性									
			5 7 百日咳菌抗体									
			5 8 H I V－1 抗体（ウエスタンブロット法）									
			5 9 結核菌群抗原定性									
			6 0 サイトメガロウイルスpp65抗原定性									
			6 1 H I V－2 抗体（ウエスタンブロット法）									
			6 2 アスベルギルスIgG抗体									
			6 3 SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出定性、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性									
			6 4 HTLV-I 抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)、トキソプラズマ IgG コウタイアピディ程ヨウタイル*ディイー									
1			6 5 SARS-CoV-2抗原定量	その他		2022/12/1		ECLIA法	エクルーシス試薬 SARS-CoV-2Ag	Cobas8000	QP020-IMM-A023	
1					変更	2024/1/2	測定機器			cobas pro		
			6 6 H I V抗原									
			6 7 H I V－1 特異抗体・H I V－2 特異抗体									
			6 8 抗トリコスポロン・アザヒ抗体									
			6 9 鳥特異的 I g G抗体									
			7 0 抗アデノ随伴ウイルス9型（A A V 9）抗体、抗アデノ随伴ウイルス血清型 rh74(AAVrh74)抗体									
1			D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査									
1			1 H B s 抗原定量	血清		2022/11/15		CLIA法	HBsAg QT・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A003	
1					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity HBsAg QT・アボット	Alinity		
1			2 H B s 抗体定量	血清		2022/11/15		CLIA法	オーサブ・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A004	
1					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity オーサブ・アボット	Alinity		
			4 H B e 抗原、H B e 抗体									
			5 H C Vコア蛋白									
			5 H C V抗体・HCVコア蛋白同時検出定性									
1			6 H B c 抗体定性	血清		2022/11/15		CLIA法	HBc・アボット	MultiSR i6000	QP020-IMM-A005	
1					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity HBc・アボット	Alinity		
			7 H C Vコア抗体									
			8 H A－I g M抗体、H A抗体、H B c－I g M抗体									

JAB RM205 引用

大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
		9 H C V 構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性	血清		2022/11/15		イムノクロマト法 CLIA法	オーソクイックチェイサー HCV Ab HCVAb・アボット	用手法 MultiSR i6000	QP020-IMM-M009 QP020-IMM-A009	
				変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		Alinity HCVAb・アボット	Alinity		
				変更	2026/6/2	測定試薬		Anti-HCV・アボット			
		1 0 H E – I g A 抗体定性									
		1 1 H C V 血清群別判定									
		1 2 H B V コア関連抗原（H B c r A g）									
		1 3 デルタ肝炎ウイルス抗体									
		1 4 H C V 特異抗体価、H B V ジェノタイプ判定									
	D 0 1 4	自己抗体検査									
		1 寒凝固集反応									
		3 抗サイログロブリン抗体半定量、抗甲状腺ミクロソーム抗体半定量									
		4 Donath – L andsteiner 試験									
		5 抗核抗体（蛍光抗体法）定性、抗核抗体（蛍光抗体法）半定量、抗核抗体（蛍光抗体法）定量									
		6 抗インスリン抗体									
		7 抗核抗体（蛍光抗体法を除く。）									
		8 抗ガラクトース欠損 I g G 抗体定性、抗ガラクトース欠損 I g G 抗体定量									
		9 マトリックスメタロプロテイナーゼ – 3（MMP – 3）									
		1 0 抗サイログロブリン抗体									
		1 1 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体									
		1 2 抗 J o – 1 抗体定性、抗 J o – 1 抗体半定量、抗 J o – 1 抗体									
		1 3 抗 R N P 抗体定性、抗 R N P 抗体半定量、抗 R N P 抗体定量									
		1 4 抗 S m 抗体定性、抗 S m 抗体半定量、抗 S m 抗体定量									
		1 5 C 1 q 結合免疫複合体、抗 S S – B / L a 抗体定性、抗 S S – B / L a 抗体半定量、抗 S S – B / L a 抗体定量									
		1 6 抗 S c l – 70 抗体定性、抗 S c l – 70 抗体半定量、抗 S c l – 70 抗体定量									
		1 7 抗 D N A 抗体定量、抗 D N A 抗体定性									
		1 8 抗 S S – A / R o 抗体定性、抗 S S – A / R o 抗体半定量、抗 S S – A / R o 抗体定量									
		1 9 抗 R N A ポリメラーゼ III 抗体									
		2 0 抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性									
		2 1 抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量									
		2 2 抗ミトコンドリア抗体定量、モノクローナル R F 結合免疫複合体									
		2 3 抗 A R S 抗体									
		2 4 抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量									
		2 5 I g G 型リウマトイド因子									
		2 6 抗 T S H レセプター抗体（T R A b）									
		2 7 抗 L K M – 1 抗体									
		2 8 抗カルジオリピンβ 2 グリコプロテイン I 複合体抗体									
		2 9 抗カルジオリピン I g G 抗体、抗カルジオリピン I g M 抗体、抗β 2 グリコプロテイン I I g G 抗体、抗β 2 グリコプロテイン I I g M 抗体									
		3 0 I g G 2（T I A 法によるもの）									
		3 1 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（M P O – A N C A）、抗好中球細胞質プロテイナーゼ 3 抗体（P R 3 – A N C A）									
		3 2 抗糸球体基底膜抗体（抗 G B M 抗体）									
		3 3 ループスアンチコアグラント定量、ループスアンチコアグラント定性									
		3 4 抗デスモグレイン 3 抗体、抗 B P 180 – N C 16 a 抗体									
		3 5 抗 T I F 1 – γ 抗体、抗 M i – 2 抗体									
		3 6 抗 M D A 5 抗体									
		3 7 抗好中球細胞質抗体（A N C A）定性									
		3 8 抗デスモグレイン 1 抗体									
		3 9 甲状腺刺激抗体（T S A b）									
		4 0 I g G 4									
		4 1 I g G 2（ネフェロメトリー法によるもの）									
		4 2 抗 G M 1 I g G 抗体、抗 G Q 1 b I g G 抗体									
		4 3 抗デスモグレイン 1 抗体、抗デスモグレイン 3 抗体及び抗 B P 180 – N C 16 a 抗体同時測定									
		4 4 抗アセチルコリンレセプター抗体（抗 A C h R 抗体）									
		4 5 抗グルタミン酸レセプター抗体									
		4 6 抗アクアポリン 4 抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体、抗 P / Q 型電位依存性カルシウムチャネル抗体（抗 P / Q 型 V G C C 抗体）									
		4 7 抗 H L A 抗体（スクリーニング検査）									
		4 8 抗 G M - C S F 抗体									
		4 9 抗 H L A 抗体（抗体特異性同定検査）									
	D 0 1 5	血漿蛋白免疫学的検査									
		1 C 反応性蛋白（C R P）	血清		2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	CRP-ラテックス x 2「生研」	LABOSPECT008	QP020-CHM-027	
				変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
		2 赤血球コロボルフィリン定性、グルコース – 6 – ホスファターゼ（G – 6 – P a s e）									
		3 グルコース – 6 – リン酸デヒドロゲナーゼ（G – 6 – P D）定性、赤血球プロトボルフィリン定性									
		4 血清補体価（C H 50）									
		5 クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量									
		6 血清アミロイド A 蛋白（S A A）									
		7 トランスフェリン（T f）									
		9 セルロプラスミン									

JAB RM205 引用

1	大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
1			1 0 β2－マイクログロブリン	血清	尿		2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	BMG-ラテックス x 1「生研」	LABOSPECT008	QP020-CHM-062 QP020-CHM-063	
1						変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
1			1 1 非特異的 I g E 半定量、非特異的 I g E 定量										
1			1 2 トランスサイレチン（プレアルブミン）	血清			2022/11/15		免疫比濁法	N-アッセイ TIA プレアルブミン	LABOSPECT008	QP020-CHM-065	
1						変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
			1 3 特異的 I g E 半定量・定量										
			1 4 α1-マイクログロブリン、レチノール結合蛋白（R B P）										
1			1 4 ハプトグロビン（型補正を含む。）	血清			2022/11/15		免疫比濁法	N-アッセイ TIA Hp	LABOSPECT008	QP020-CHM-066	
1						変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a		
			1 5 C 3 プロアクチベータ										
			1 6 免疫電気泳動法（抗ヒト全血清）、インターロイキン－6（I L－6）										
			1 7 T A R C										
			1 8 ヘモベキシン										
			1 9 A P R S コア定性										
			2 0 アトピー鑑別試験定性										
1			2 1 Bence Jones 蛋白同定（尿）	尿			2022/11/15		電気泳動法	クイックジェル I F E キット	Epalyzer2	QP020-IMM-EP003	
1						変更	2025/5/14	外部委託検査へ変更					
			2 2 癌胎児性フィブロネクチン定性（頸管腔分泌液）										
1			2 3 免疫電気泳動法（特異抗血清）	血清			2022/11/15		電気泳動法	クイックジェル I F E キット	Epalyzer2	QP020-IMM-EP002	
1						変更	2025/5/14	外部委託検査へ変更					
			2 4 C 1 インアクチベータ										
			2 5 S C C A 2										
			2 6 免疫グロブリン L 鎖κ／λ 比										
			2 7 インターフェロン－λ3（I F N－λ3）、s F l t－1／P l g F 比										
			2 8 免疫グロブリン遊離 L 鎖κ／λ 比										
			2 9 結核菌特異的インターフェロン－γ産生能										
			3 0 免疫固定法（抗悪性腫瘍剤に対する特異的抗体を用いた場合）										
			3 1 コンシスマブ										
1		D 0 1 6	細胞機能検査										
			1 B 細胞表面免疫グロブリン	血液			2022/11/15		フローサイトメトリー法	FACS FLOW他	FACSCanto II・FACSLytic	QP020-HEM-028	
						削除	2022/11/15	検査中止					
1			2 T 細胞サブセット検査（一連につき）	血液			2022/11/15		フローサイトメトリー法	BD Multitest 6-color TBNK	FACSCanto II・FACSLytic	QP020-HEM-027	
1			3 T 細胞・B 細胞百分率	血液			2022/11/15		フローサイトメトリー法	BD Multitest 6-color TBNK	FACSCanto II・FACSLytic	QP020-HEM-027	
			4 顆粒球機能検査（種目数にかかわらず一連につき）										
			5 顆粒球スクリーニング検査（種目数にかかわらず一連につき）										
			6 赤血球・好中球表面抗原検査										
			7 リンパ球刺激試験（L S T）										
1	16		微生物学的検査										
		D 0 1 7	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査										
			2 保温装置使用アメーバ検査										
1		D 0 1 9－2	酵母様真菌薬剤感受性検査										
1			酵母様真菌薬剤感受性検査	その他			2022/11/15		微量液体希釈法	酵母真菌薬剤感受性キット ASTY	インキュベーター ERB-29C	QP020-MIC-007	
1						変更	2023/9/25	機器変更			インキュベーター EBR-29C		同型機への変更
1		D 0 2 1	抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）										
1			抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）	その他			2022/11/15		リアルタイムPCR法	コバス TaqMan MTB コバス TaqMan MAI	コバスTaqman48	QP020-MIC-016-1 QP020-MIC-017	
1						変更	2023/8/1	試薬・機器変更		コバス6800/8800システム MTB コバス6800/8800システム MAI	コバス5800システム		
1		D 0 2 2	抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）										
			抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）	その他			2022/11/15		一濃度比率法	ビツスベクトルー S R	インキュベーター ERB-41C	QP020-MIC-010	
1		D 0 2 3－2	その他の微生物学的検査										
			1 黄色ブドウ球菌ベニシリン結合蛋白 2'（P B P 2'）定性										
1			2 尿素呼吸試験（U B T）										
1			3 大腸菌ペロトキシシン定性										
			4 黄色ブドウ球菌ベニシリン結合蛋白 2'（PBP2'）定性（イムノクロマト法によるもの）										
1	17		遺伝子関連検査・染色体検査										
1		a-1	体細胞遺伝子検査（血液腫瘍・移植などの造血器関連検体・生殖由来細胞）（NGS以外）										
			D 0 0 6－2 造血器腫瘍遺伝子検査	血液	その他		2022/11/15		RT-PCR法 PCR法	Titan one tube Kit LighCycler FastStart DNA Master SYBR Green I PCR Core Kit	ProFlex PCR システム TapeStation システム	QP020-GEN-015	
1						変更	2023/4/21	SuperScriptIVOne-step RT-PCR Systemに試薬変更		SuperScriptIVOne-step RT-PCR System LighCycler FastStart DNA Master SYBR Green I PCR Core Kit			
1						削除	2026/8/14	検査法及び検査試薬一部削除	RT-PCR法	SuperScriptIVOne-step RT-PCR System			
			D 0 0 6－3 B C R－A B L 1										
			1 M a j o r B C R－A B L 1（mRNA定量（国際標準										
			2 M a j o r B C R－A B L （mRNA定量）										
			3 m i n o r B C R－A B L mRNA										
			D 0 0 6－6 免疫関連遺伝子再構成										
			D 0 0 6－9 W T 1 mRNA										
			D 0 0 6－11 F I P 1 L 1－P D G F Rα融合遺伝子検査										
			D 0 0 6－13 骨髄微小残存病変量測定										

JAB RM205 引用												
	大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
1			D 0 0 6 - 1 4 F L T 3 遺伝子検査									
			D 0 0 6 - 1 6 J A K 2 遺伝子検査									
			D 0 0 6 - 3 1 I D H 1 遺伝子検査									
		a-2 体細胞遺伝子検査(固形腫瘍などの病理検体)(NGS以外)										
			D 0 0 4 - 3 DNAメチル化検査									
			D 0 0 6 - 8 サイトケラチン19（K R T 1 9） mRNA 検出									
			D 0 0 6 - 1 2 E G F R 遺伝子検査（血漿）									
			D 0 0 6 - 1 5 膀胱がん関連遺伝子検査									
			D 0 0 6 - 1 8 B R C A 1 / 2 遺伝子検査									
			D 0 0 6 - 2 3 遺伝子相同組換え修復欠損検査									
			D 0 0 6 - 2 4 肺癌関連遺伝子多項目同時検査									
			D 0 0 6 - 2 7 悪性腫瘍遺伝子検査（血液・血漿）									
			R O S 1 融合遺伝子検査									
			A L K 融合遺伝子検査									
			M E T e x 1 4 遺伝子検査									
			N T R K 融合遺伝子検査									
			R A S 遺伝子検査									
			BRAF 遺伝子検査									
			HER2 遺伝子検査(大腸癌に係るもの)									
			HER2 遺伝子検査(肺癌に係るもの)									
			マイクロサテライト不安定性検査									
			HER2 遺伝子検査(大腸癌及び肺癌以外の固形癌に係るもの)									
			ESR1 遺伝子検査(乳癌に係るもの)									
			D006-29 乳癌悪性度判定検査									
1		D 0 0 4 - 2 悪性腫瘍組織検査										
1		1 悪性腫瘍遺伝子検査										
1		悪性腫瘍遺伝子検査 EGFR遺伝子検査（リアルタイムPCR法）	組織			2023/1/18		qPCR法	コバス EGFR 変異検出キット v2.0	コバスz480	QP020-GEN-012	
		2 抗悪性腫瘍剤感受性検査										
1		b 病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)										
		1 クラミジア・トラコモナス核酸検出										
		2 淋菌核酸検出										
		3 A群β溶血連鎖球菌核酸検出										
1		4 H B V 核酸定量	血清			2022/11/15		リアルタイムPCR法	TaqmanHBV「オト」	コバスTaqMan48	QP020-MIC-020	
1				変更		2023/4/3	測定機器・試薬変更		コバス6800/8800システム HBV増幅・検出試薬セット	コバス5800システム		
		5 淋菌及びクラミジア・トラコモナス同時核酸検出										
		6 マイコプラズマ核酸検出、インフルエンザ核酸検出、RSウイルス核酸検										
		7 レジオネラ核酸検出										
		8 E Bウイルス核酸定量										
		9 H C V 核酸検出										
		1 0 H P V 核酸検出										
		1 1 H P V 核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）										
		1 2 臍トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出、マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時検出										
		1 3 百日咳菌核酸検出、肺炎クラミジア核酸検出、百日咳菌・バラ百日咳菌酸同時検出、ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出										
1		1 4 結核菌群核酸検出	喀痰	その他		2022/11/15		リアルタイムPCR法	コバス TaqMan MTB Xpert MTB/RIF「セフィエド」	コバスTaqman48 GeneXpertシステム	QP020-MIC-016-1 QP020-MIC-016-2	
1					変更	2023/8/1	測定機器・試薬変更		コバス6800/8800システム MTB Xpert MTB/RIF「セフィエド」	コバス5800システム GeneXpertシステム		
1		1 5 H C V 核酸定量										
1		1 6 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセラー（M A C）核酸検	喀痰	その他		2022/11/15		リアルタイムPCR法	コバス TaqMan MAI	コバスTaqman48	QP020-MIC-017	
1					変更	2023/8/1	測定機器・試薬変更		コバス6800/8800システム MAI	コバス5800システム		
		1 7 HBV 核酸プロコア変異及びコアプロモーター変異検出、HTLV-1 核酸検出、単純疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸定量										
1		1 7 ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出	血液			2022/11/15		リアルタイムPCR法	Xpert MRSA/SA BC	GeneXpertシステム	QO020-MIC-025	
1		1 8 H I V - 1 核酸定量										
1		1 9 S A R S コロナウイルス核酸検出	その他	喀痰		2022/11/15		qPCR法	Ampdirect 2019-nCoV検出キット Xpert Xpress SARS-CoV-2「セフィエド」	コバスZ480 GeneXpertシステム	QP020-GEN-017 QP020-MIC-030	
		2 0 SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出、エムボックウイルス核酸検出										
1		2 1 サイトメガロウイルス核酸検出										
1		2 2 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出	喀痰			2022/11/15		リアルタイムPCR法	Xpert MTB/RIF「セフィエド」	GeneXpertシステム	QP020-MIC-016-2	
		2 3 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出										
		2 4 ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出										
1		2 5 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 核酸検出を含むもの、SARS-CoV-2 核酸検出を含まないもの)	その他			2022/11/15		マルチプレックスPCR法	FilmArray呼吸器パネル2.1	FilmArrayシステム	QP020-MIC-028	
		2 6 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)										
		2 7 H P V ジェノタイプ判定										
		2 8 H I V ジェノタイプ薬剤耐性										
1		D023-2 5 クロストリジオイデス・デフィシルのトキシンB 遺伝子検出	便			2022/11/15		リアルタイムPCR法	Xpert C.difficile「セフィエド」	GeneXpertシステム	QP020-MIC-026	
1		c 染色体検査(NGS以外)										
1		D 0 0 6 - 5 染色体検査（全ての費用を含む。）										

JAB RM205 引用													
大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル		変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考	
		1 FISH法を用いた場合	組織		追加	2024/2/8		FISH法	Vysis EWSR1 Break Apart FISH Probe Kit Vysis LSI DDIT3(12q13) Break Apart FISH Probe Kit Vysis LSI SS18(18q11.2) Dual Color Break Apart Rearrangement Probe Kit Vysis LSI MYC Break Apart Rearrangement Probe Kit Vysis LSI BCL2 Break Apart FISH Probe kit Vysis LSI BCL6 Dual Color Break Apart	AXIO Metferシステム	QP020-GEN-014 QP020-GEN-018		
		2 流産検体を用いた絨毛染色体検査を行った場合											
		3 その他の場合											
	d 生殖細胞系列遺伝子検査(NGS以外)												
		D006-4 遺伝学的検査											
		D006-7 UDPグルクron酸転移酵素遺伝子多型	血液			2022/11/15		Quenching Probe法	アイデンシーバックUGT1A1(*28/*6)	IS-5320	QP020-HEM-033		
		D006-17 Nudix hydrolase 15 (NUDT15) 遺伝子多型											
		D006-20 角膜ジストロフィー遺伝子検査											
		D006-25 CYP2C9遺伝子多型											
		D006-26 染色体構造変異解析											
		D006-28 Y染色体微小欠失検査											
		D006-30 遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査											
	e NGS(保険収載項目)												
		D006-19 がんゲノムプロファイリング検査											
		D006-4 遺伝学的検査											
	f NGS(非保険収載項目)												
		体細胞遺伝子検査	組織			2022/11/15		NGS法	オンコマイン Dx Target Test	オンコマイン Dx Target Test マルチ CDxシステム	QP020-GEN-016		
		生殖細胞系列遺伝子検査											
18 その他検査													
	B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）												
		シギタリス製剤											
		抗てんかん剤（フェニトイン）	血清			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・フェニトイン	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-052		
					変更	2024/1/2	測定原理・測定試薬・測定機器	CLEIA法	ルミバルスプレスト フェニトイン	ルミバルスG1200	QP020-IMM-G002		
		免疫抑制剤（シクロスポリン）	血液			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・シクロスポリン	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-047		
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		シクロスポリン・アボット	Alinity			
		免疫抑制剤（タクロリムス）	血液			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・タクロリムス	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-048		
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		タクロリムス・アボット	Alinity			
		テオフィリン製剤											
		不整脈用剤											
		ハロペリドール製剤、プロムペリドール製剤											
		リチウム製剤											
		バルプロ酸ナトリウム	血清			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・バルプロ酸	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-053		
					変更	2024/1/2	測定原理・測定試薬・測定機器	CLEIA法	ルミバルスプレスト バルプロ酸	ルミバルスG1200	QP020-IMM-G003		
		シクロスポリン											
		タクロリムス水和物											
		サリチル酸系製剤（アスピリン他）											
		メトトレキサート	血清			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・メトトレキサート	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-046		
					変更	2024/1/2	測定試薬・測定機器		メトトレキサート・アボット	Alinity			
		エベロリム											
		アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質（バンコマイシン）	血清			2022/11/15		CLIA法	アーキテクト・バンコマイシン	ARCHITECT i1000SR	QP020-CHM-049		
					変更	2024/1/2	測定原理・測定試薬・測定機器	CLEIA法	ルミバルスプレスト バンコマイシン	ルミバルスG1200	QP020-IMM-G004		
		アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質（テイコブラニン）	血清			2022/11/15		ラテックス免疫比濁法	ナノピアTDM テイコブラニン	LABOSPECT008	QP020-CHM-061		
					変更	2024/1/2	測定機器			LABOSPECT008a			
		イマチニブ											
		シロリスム製剤											
		スニチニブ（抗悪性腫瘍剤として投与）											
		治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）											
		サリドマイド製剤及びその誘導体（サチドマイド、レナリドミド、ボマリドミド）											
特定プログラムⅠ													
21 特定健診（メタボリックシンドローム健診）に関する検査													
	a 基本的な健診項目												
		中性脂肪											
		HDLコレステロール											
		LDLコレステロール											
		血糖											
		ヘモグロビン A1c (HbA1c)											
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)											
		アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)											
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)											
		尿糖											
		尿蛋白											
	b 詳細な健診項目												
		赤血球数											
		血色素測定(Hb)											
		ヘマトクリット値(Ht)											

JAB RM205 引用											
大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
		クレアチニン									
1	病理学的検査										
1	31 病理組織標本作製										
1		N 0 0 0 病理組織標本作製									
1		1 組織切片によるもの（1 臓器につき）	組織		2022/11/15			HE染色	自動染色装置PRISMA	QP020-PAT-006	
1		2 セルブロック法によるもの（1 部位につき）	穿刺液		2022/11/15			HE染色	自動染色装置PRISMA	QP020-PAT-006	
1		N 0 0 1 電子顕微鏡病理組織標本作製（1 臓器につき）									
1		電子顕微鏡病理組織標本作製（1 臓器につき）									
1		N 0 0 2 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製									
1		1 エストロゲンレセプター	組織		2022/11/15		免疫抗体法	ER SP1, ベンタナultraView DABユニバーサルキット	ベンチマークULTRA	QP020-PAT-019	
1		2 プロゲステロンレセプター	組織		2022/11/15		免疫抗体法	PgR 1E2, ベンタナultraView DABユニバーサルキット	ベンチマークULTRA	QP020-PAT-019	
1		3 H E R 2 タンパク	組織		2022/11/15		免疫抗体法	DAKO Hercep-Test-II ベンタナ ultraView パスウェー HER2 (4B5)	Autostainer Link48 ベンチマークULTRA	QP020-PAT-020 QP020-PAT-051	2024/5/20 削除
1		4 E G F R タンパク		追加	2023/6/1	適応臓器拡大					乳腺適応追加
1		5 C C R 4 タンパク									
1		6 A L K 融合タンパク	組織		2022/11/15		免疫抗体法	ベンタナ OptiView ALK (D5F3)	ベンチマークULTRA	QP020-PAT-047	
1		7 C D 3 0									
1		8 p16タンパク									
1		9 その他（1 臓器につき）	組織		2022/11/15		免疫抗体法	DAKO EnVision FLEX ベンタナultraView DABユニバーサルキット ベンタナOptiView DABユニバーサルキット	Autostainer Link48 / Omnis ベンチマークULTRA	QP020-PAT-018	
1		N 0 0 3 術中迅速病理組織標本作製（1 手術につき）									
1		術中迅速病理組織標本作製（1 手術につき）	組織		2022/11/15			術中迅速HE染色	感染対策用凍結切片作製装置POLAR-D	QP020-PAT-023	
1		N 0 0 3 - 2 迅速細胞診									
1		迅速細胞診	その他		2022/11/15			Pap染色	用手法	QP020-PAT-025	
1		N 0 0 4 細胞診（1 部位につき）									
1		1 婦人科材料等によるもの	その他		2022/11/15			Pap染色(塗抹標本、液状化検体細胞診)	自動染色装置PRISMA BD トーリス D-Cube BD トーリス スライドプレップ	QP020-PAT-024	
1		2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの	その他	穿刺液	2022/11/15			Pap染色	自動染色装置PRISMA	QP020-PAT-025	
1		その他	喀痰	尿	2022/11/15			Pap染色	自動染色装置PRISMA	QP020-PAT-025	
1		N 0 0 5 H E R 2 遺伝子標本作製									
1		H E R 2 遺伝子標本作製	組織		2023/1/18		FISH法	バスビジョン HER-2 DNAプローブキット	AXIOMETaferシステム	QP020-GEN-001	
1		N 0 0 5 - 2 A L K 融合遺伝子標本作製									
1		A L K 融合遺伝子標本作製									
1		N 0 0 5 - 3 P D - L 1 タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製									
1		P D - L 1 タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製	組織		2022/11/15		免疫抗体法	PD-L1 IHC 22C3 pharmDx「ダコ」 ベンタナ OptiView PD-L1 (SP142) PD-L1 IHC 28-8 pharmDx「ダコ」	Autostainer Link48 ベンチマークULTRA	QP020-PAT-042 QP020-PAT-048 QP020-PAT-049	
1		N 0 0 5 - 4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製									
1		ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製	組織	新規	2024/2/1		免疫抗体法	ベンタナ OptiView MLH1(M1) ベンタナ OptiView PMS2(A16-4) ベンタナ OptiView MSH2(G219-1129) ベンタナ OptiView MSH6(SP93)	ベンチマークULTRA	QP020-PAT-052	
1		N 0 0 5 - 5 BRAF V600E変異タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製									
1		BRAF V600E変異タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作									
1		N 0 0 5 - 6 CLDN18タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製									
1		CLDN18タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製	組織	新規	2024/8/6		免疫抗体法	ベンタナ OptiView CLDN18（43-14A）	ベンチマークULTRA	QP020-PAT-053	
1		N 0 0 5 - 7 FGFR2融合遺伝子標本作製									
1		FGFR2融合遺伝子標本作製									
1	生理学的検査										
1	101 生理学的検査										
1		a 呼吸機能検査									
1		D 2 0 0 スパイログラフィー等検査									
1		1 肺気量分画測定（安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。）			2022/11/15				FX3（チェスト） CHESTAC8900（チェスト） Discom-51（チェスト） CHESTAC8900（チェスト）	QP020-PHY-004	
1		2 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む。）		変更	2024/3/29	機器更新			FX3（チェスト） CHESTAC8900（チェスト） Discom-51（チェスト） CHESTAC8900（チェスト）	QP020-PHY-004	
1		3 機能的残気量測定		変更	2024/3/29	機器更新			CHESTAC8900（チェスト） CHESTAC8900（チェスト） CHESTAC8900（チェスト）	QP020-PHY-005	
1		D 2 0 2 肺内ガス分布									
1		2 クロージングボリューム測定			2022/11/15				CHESTAC8900（チェスト）	QP020-PHY-005	
1		D 2 0 3 肺胞機能検査									
1		1 肺拡散能力検査			2022/11/15				CHESTAC8900（チェスト）	QP020-PHY-005	
1		b 循環機能検査									
1		D 2 0 8 心電図検査									
1		1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導		変更	2022/11/15				ECG-2550（日本光電）	QP020-PHY-001	
1					2024/3/29	機器更新			ECG-2550（日本光電）		同一機種に更新
1		D 2 0 9 負荷心電図検査									
1		1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導		変更	2022/11/15				ECG-2550（日本光電）	QP020-PHY-002	
1					2024/3/29	機器更新			ECG-2550（日本光電）		同一機種に更新
1		D 2 1 0 ホルター型心電図検査									

JAB RM205 引用												
1	大分類	中分類	小分類（測定項目）	サンプル	変更内容	日付	変更箇所	測定原理	測定試薬	測定機器	SOP	備考
1			ホルター型心電図検査			2022/11/15				FM-960（フクダ電子）	QP020-PHY-003	範囲外（解析は外注のため）
1		c 超音波検査										
1		D 2 1 5 超音波検査										
1			腹部			2022/11/15				aplio 500（キヤノン）3台 aplio i800（キヤノン）5台	QP020-PHY-007	
1					変更	2023/7/19	機器更新			aplio 500（キヤノン）2台 aplio i800（キヤノン）6台 aplio 500(2014B)→aplio i800(2023A)		
1					変更	2026/2/24	機器更新			aplio 500（キヤノン）1台 aplio i800（キヤノン）7台 aplio 500(2014A)→aplio i800(2025A)		
1			下肢血管			2022/11/15				aplio 500（キヤノン）3台 aplio i800（キヤノン）5台	QP020-PHY-011	
1					変更	2023/7/19	機器更新			aplio 500（キヤノン）2台 aplio i800（キヤノン）6台 aplio 500(2014B)→aplio i800(2023A)		
1					変更	2026/2/24	機器更新			aplio 500（キヤノン）1台 aplio i800（キヤノン）7台 aplio 500(2014A)→aplio i800(2025A)		
1			その他（乳腺、頸部、頸動脈）			2022/11/15				aplio 500（キヤノン）3台 aplio i800（キヤノン）5台	QP020-PHY-008 QP020-PHY-009 QP020-PHY-012	
1					変更	2023/7/19	機器更新			aplio 500（キヤノン）2台 aplio i800（キヤノン）6台 aplio 500(2014B)→aplio i800(2023A)		
1					変更	2026/2/24	機器更新			aplio 500（キヤノン）1台 aplio i800（キヤノン）7台 aplio 500(2014A)→aplio i800(2025A)		
1			心臓超音波検査			2022/11/15				Vivid E95（GE）2台	QP020-PHY-010	
1		d 脳波検査										
1		D 2 3 5 脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）										
1			脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）			2022/11/15				EEG-1274（日本光電）	QP020-PHY-006	