

| JAB RM205 引用 |         |                                                                                                  |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|
| 大分類          | 中分類     | 小分類（測定項目）                                                                                        | サンプル |     | 変更内容 | 日付         | 変更箇所           | 測定原理                                                      | 測定試薬                                | 測定機器                             | SOP                            | 備考 |
| 基幹項目         |         |                                                                                                  |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
| 1.尿・糞便等検査    |         |                                                                                                  |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              | D 0 0 0 | 尿中一般物質定性半定量検査                                                                                    |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              |         | 比重、pH、蛋白定性、ケルース、加ビリナゲン、加ビリン定性、ビリルビン、ケト体、潜血反応、試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)、食塩、試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)、アルブミン | 尿    |     |      | 2022/11/15 |                | 屈折率法<br>試験紙法                                              | クリニテックノーバス試薬カセットPRO12<br>エームス尿検査試験紙 | CLINITEK NOVUS/CLINITEK ADVANTUS | QP020-URN-022                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器      |                                                           | ウロペーパーαⅢ‘栄研’                        | US-3500                          |                                |    |
|              | D 0 0 1 | 尿中特殊物質定性定量検査                                                                                     |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              |         | 1 尿蛋白                                                                                            | 尿    | 穿刺液 |      | 2022/11/15 |                | ピロガロールレッド法                                                | μ-TP AR                             | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-034                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 2 尿グルコース                                                                                         | 尿    |     |      | 2022/11/15 |                | ヘキシキナーゼ法                                                  | クオリジェント GLU                         | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-017                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              | D 0 0 2 | 尿沈渣（鏡検法）                                                                                         |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              |         | 尿沈渣（鏡検法）                                                                                         | 尿    |     |      | 2022/11/15 |                | 撮影画像法,鏡検法                                                 | USCANNER専用染色液                       | USCANNER                         | QP020-URN-013                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定原理・測定試薬・測定機器 | 鏡検法                                                       | ラボステインS染色液                          | 用手法                              |                                |    |
|              | D 0 0 3 | 糞便検査                                                                                             |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              |         | 7 糞便中ヘモグロビン                                                                                      | 便    |     |      | 2022/11/15 |                | イムノクロマトグラフィー法                                             | OC-ヘモキャッチS‘栄研’                      | 用手法                              | QP020-URN-016                  |    |
| 2 血液学的検査     |         |                                                                                                  |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              | D 0 0 5 | 血液形態・機能検査                                                                                        |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              |         | 2 網赤血球数                                                                                          | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | フローサイトメトリー法                                               | フルオロセルRET                           | XN-9000                          | QP020-HEM-006                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | XR-9000                          |                                |    |
|              |         | 3 末梢血液像（自動機械法）                                                                                   | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | フローサイトメトリー法                                               | フルオロセルWDF他                          | XN-9000                          | QP020-HEM-007                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | XR-9000                          | QP020-HEM-034                  |    |
|              |         | 5 末梢血液一般検査                                                                                       | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | シースフローDC検出法<br>フローサイトメトリー法<br>SLS-ヘモグロビン法<br>赤血球パルス波高値検出法 | スルホライザ 他                            | XN-9000                          | QP020-HEM-030                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | XR-9000                          |                                |    |
|              |         | 6 末梢血液像（鏡検法）                                                                                     | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | 鏡検法                                                       | メイグリンワルド染色                          |                                  | QP020-HEM-009                  |    |
|              |         | 9 ヘモグロビンA 1 c（H b A 1 c）                                                                         | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | HPLC法                                                     | G11溶離液His第1,2,3液（S）                 | HLC-723G11                       | QP020-CHM-042                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器      |                                                           | GR01遊離液 第1,2,3液                     | HLC-723GR01                      |                                |    |
|              | D 0 0 6 | 出血・凝固検査                                                                                          |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              |         | 2 プロトロンビン時間（P T）                                                                                 | 血漿   |     |      | 2022/11/15 |                | 凝固時間法                                                     | トロンボレルS                             | CS-5100                          | QP020-HEM-010                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | CN-6000                          |                                |    |
|              |         | 4 フィブリノゲン定量                                                                                      | 血漿   |     |      | 2022/11/15 |                | トロンビン時間法                                                  | トロンボチェックfib(L)                      | CS-5100                          | QP020-HEM-012                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | CN-6000                          |                                |    |
|              |         | 7 活性化部分トロンボプラスチン時間（A P T T）                                                                      | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | 凝固時間法                                                     | データファイAPTT                          | CS-5100                          | QP020-HEM-011                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器      |                                                           | レボヘム APTT SLA                       | CN-6000                          |                                |    |
|              |         | 1 2 フィブリン・フィブリノゲン分解産物（F D P）定量                                                                   | 血漿   |     |      | 2022/11/15 |                | フィックス免疫比濁法                                                | エルビアFDP-P                           | CS-5100                          | QP020-HEM-014                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器      |                                                           | リアスオート P－F D P                      | CN-6000                          |                                |    |
|              |         | 1 6 Dダイマー                                                                                        | 血漿   |     |      | 2022/11/15 |                | フィックス免疫比濁法                                                | エルビアエースDダイマーⅡ                       | CS-5100                          | QP020-HEM-015                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2023/3/1   | 試薬変更           |                                                           | リアスオート・Dダイマーネオ                      |                                  |                                |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | CN-6000                          |                                |    |
| 3 生化学的検査Ⅰ    |         |                                                                                                  |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              | D 0 0 7 | 血液化学検査                                                                                           |      |     |      |            |                |                                                           |                                     |                                  |                                |    |
|              |         | 1 総ビリルビン                                                                                         | 血清   | 穿刺液 |      | 2022/11/15 |                | 酵素法                                                       | シカリキッド T-BIL                        | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-023                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン                                                                              | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | 酵素法                                                       | シカリキッド D-BIL                        | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-024                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 総蛋白                                                                                            | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | ビュレット法                                                    | アクアオート カイノス-TPⅡ                     | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-025                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 アルブミン(BCP 改良法)                                                                                 | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | BCP改良法                                                    | アクアオート カイノス ALB                     | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-026                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 尿素窒素                                                                                           | 血清   | 尿   |      | 2022/11/15 |                | ウレアーゼ・GLDH                                                | シグナスオート UN                          | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-016                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 クレアチニン                                                                                         | 血清   | 尿   |      | 2022/11/15 |                | 酵素法                                                       | シグナスオートCRE                          | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-014                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 尿酸                                                                                             | 血清   | 尿   |      | 2022/11/15 |                | ウリカーゼ・ベルオキシダーゼ法                                           | クイックオート ネオ UAⅡ                      | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-015                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 アルカリホスファターゼ（ALP）                                                                               | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | IFCC標準化対応法                                                | Lタイプワコー ALP IFCC                    | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-004                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 コリンエステラーゼ（ChE）                                                                                 | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | JSCC標準化対応法                                                | Lタイプワコー ChE J                       | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-008                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 γ-グルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）                                                                         | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | JSCC標準化対応法                                                | Lタイプワコー γ-GT J                      | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-006                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 中性脂肪                                                                                           | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | FG消去酵素法                                                   | デタミナーL TGⅡ                          | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-011                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 ナトリウム及びクロール                                                                                    | 血清   | 尿   |      | 2022/11/15 |                | イオン選択電極法                                                  | 日立 イオン選択電極法                         | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-038<br>QP020-CHM-040 |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 カリウム                                                                                           | 血清   | 尿   |      | 2022/11/15 |                | イオン選択電極法                                                  | 日立 イオン選択電極法                         | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-039                  |    |
|              |         |                                                                                                  |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                                                           |                                     | LABOSPECT008a                    |                                |    |
|              |         | 1 カルシウム                                                                                          | 血清   | 尿   |      | 2022/11/15 |                | アルセナゾⅢ法                                                   | セロテック Ca-AL                         | LABOSPECT008                     | QP020-CHM-019                  |    |

| JAB RM205 引用 |                    |                                 |      |    |      |            |           |                        |                                                                    |                                   |                                  |    |
|--------------|--------------------|---------------------------------|------|----|------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| 大分類          | 中分類                | 小分類（測定項目）                       | サンプル |    | 変更内容 | 日付         | 変更箇所      | 測定原理                   | 測定試薬                                                               | 測定機器                              | SOP                              | 備考 |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 マグネシウム                        | 血清   | 尿  |      | 2022/11/15 |           | 酵素法                    | セロテック Mg-L                                                         | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-022                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 グルコース                         | 血清   | 血漿 |      | 2022/11/15 |           | ヘキシナーゼ法                | クオリジェント GLU                                                        | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-017                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）                | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | IFCC標準化対応法             | Lタイプワコー LD・IF                                                      | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-001                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 アミラーゼ                         | 血清   | 尿  |      | 2022/11/15 |           | JSCC標準化対応法             | アキュラスオート AMY-IF                                                    | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-007                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)            | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | L-ロイシル- p -ニトロアニリド基質   | Lタイプワコー LAP                                                        | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-009                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 クレアチンキナーゼ（CK）                 | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | JSCC標準化対応法             | Lタイプワコー CK                                                         | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-005                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 鉄（Fe）                         | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | Nitroso-PSAP法          | クイックオート ネオ Fe                                                      | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-020                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）            | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | 残余鉄比色法                 | クイックオート ネオ UIBC                                                    | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-021                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 総鉄結合能（TIBC）（比色法）              | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           |                        | 計算法（Fe+UIBC）                                                       |                                   | QP020-CHM-021                    |    |
|              |                    | 3 HDL-コレステロール                   | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | 選択的抑制法                 | メタボリード HDL-C                                                       | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-012                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 3 無機リン(及びリン酸)                   | 血清   | 尿  |      | 2022/11/15 |           | 酵素法                    | デタミナル-L IP II                                                      | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-018                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 3 総コレステロール                      | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | コレステロール酸化酵素法           | デタミナル-L TC II                                                      | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-010                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 3 アスパギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）       | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | JSCC標準化対応法             | Lタイプワコー AST J2                                                     | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-002                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 3 アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）         | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | JSCC標準化対応法             | Lタイプワコー ALT J2                                                     | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-003                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 4 LDL-コレステロール                   | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | 選択的可溶化法                | メタボリード LDL-C                                                       | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-013                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 4 蛋白分画                          | 血清   | 尿  | 削除   | 2022/11/15 |           | 電気泳動法                  | クイックジェルSP                                                          | Epalyzer2                         | QP020-IMM-EP001                  |    |
|              |                    |                                 |      |    |      | 2025/5/14  | 外部委託検査へ変更 |                        |                                                                    |                                   |                                  |    |
|              |                    | 16 アンモニア                        | 血液   |    |      | 2022/11/15 |           | 乾式臨床化学分析               | 富士ドライケムスライド NH3-W II                                               | 富士ドライケム生化学分析装置NX10N               | QP020-CHM-043                    |    |
|              |                    | 17 グリコアルブミン                     | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | 酵素法                    | ルシカ GA-L                                                           | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-033                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                        | ルシカ GA-L2                                                          | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 36 血液ガス分析                       | 血液   |    |      | 2022/11/15 |           | 電位差測定法<br>電流測定法、伝導性測定法 | RAPID POINT500測定カートリッジ                                             | RAPID POINT500血液ガス測定装置            | QP020-CHM-054                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                        | RAPID POINT500e測定カートリッジ                                            | RAPID POINT500e血液ガス測定装置           |                                  |    |
| 5 免疫学的検査     |                    |                                 |      |    |      |            |           |                        |                                                                    |                                   |                                  |    |
|              | D 0 1 1 免疫血液学的検査   |                                 |      |    |      |            |           |                        |                                                                    |                                   |                                  |    |
|              |                    | 1 A B O血液型                      | 血液   | 血漿 |      | 2022/11/15 |           | 試験管法<br>カラム凝集法         | オーソ バイオクロン抗A,オーソ バイオクロン抗B<br>アフーマジェン<br>BIO-RAD マイクロタイピングシステムABDカー | 試験管法：用手法<br>カラム凝集法：IH-500、IH-1000 | QP020-TML-001<br>QP020-TML-006   |    |
|              |                    | 1 Rh（D）血液型                      | 血液   | 血漿 |      | 2022/11/15 |           | 試験管法<br>カラム凝集法         | オーソ バイオクロン抗D<br>BIO-RAD マイクロタイピングシステムABDカー                         | 試験管法：用手法<br>カラム凝集法：IH-500、IH-1000 | QP020-TML-002<br>QP020-TML-006   |    |
|              |                    | 2 Coombs試験 直接                   | 血液   | 血漿 |      | 2022/11/15 |           | 試験管法                   | オーソクームス試験キット<br>オーソクームス血清バイオクロン<br>アイ・エル・ジャパン ガンマクロン抗IaG           | 用手法                               | QP020-TML-003                    |    |
|              |                    | 2 Coombs試験 間接                   | 血液   | 血漿 |      | 2022/11/15 |           | 試験管法                   | オーソ サージスクリーン<br>オーソ ディエゴA血球<br>アイ・エル・ジャパン ガンマクロン抗IaG               | 用手法                               | QP020-TML-004                    |    |
|              | D 0 1 2 感染症免疫学的検査  |                                 |      |    |      |            |           |                        |                                                                    |                                   |                                  |    |
|              |                    | 1 梅毒血清反応(STS)定性、抗ストリプトミン O(ASO) | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | ラテックス免疫比濁法             | LASAY オート RPR                                                      | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-036                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |
|              |                    | 1 3 H T L V – I 抗体定性            | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                  | HTLV・アボット                                                          | MultiSR i6000                     | QP020-IMM-A019                   |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                        | Alinity HTLV・アボット                                                  | Alinity                           |                                  |    |
|              |                    | 1 6 H I V – 1 , 2 抗原・抗体同時測定定性   | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                  | HIV Ag/Ab コンボアッセイ・アボット                                             | MultiSR i6000                     | QP020-IMM-A010                   |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                        | Alinity HIV Ag/Ab コンボアッセイ・アボット                                     | Alinity                           |                                  |    |
|              | D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査 |                                 |      |    |      |            |           |                        |                                                                    |                                   |                                  |    |
|              |                    | 3 H B s 抗原                      | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法<br>CLIA法      | エスプライン HBsAg<br>HBsAg QT・アボット                                      | 用手法<br>MultiSR i6000              | QP020-IMM-M007<br>QP020-IMM-A003 |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                        | Alinity HBsAg QT・アボット                                              | Alinity                           |                                  |    |
|              |                    | 3 H B s 抗体                      | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法<br>CLIA法      | エスプライン HBsAb-N<br>オーサブ・アボット                                        | 用手法<br>MultiSR i6000              | QP020-IMM-M008<br>QP020-IMM-A004 |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                        | Alinity オーサブ・アボット                                                  | Alinity                           |                                  |    |
|              |                    | 5 H C V 抗体定性・定量                 | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法<br>CLIA法      | オーソ クイックチェイサー HCV Ab<br>HCVAb・アボット                                 | 用手法<br>MultiSR i6000              | QP020-IMM-M009<br>QP020-IMM-A009 |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                        | Alinity HCVAb・アボット                                                 | Alinity                           |                                  |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2026/6/2   | 測定試薬      |                        | Anti-HCV・アボット                                                      |                                   |                                  |    |
|              | D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査 |                                 |      |    |      |            |           |                        |                                                                    |                                   |                                  |    |
|              |                    | 1 C 反応性蛋白（C R P）                | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | ラテックス免疫比濁法             | CRP-ラテックス x 2「生研」                                                  | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-027                    |    |
|              |                    |                                 |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                        |                                                                    | LABOSPECT008a                     |                                  |    |

| JAB RM205 引用 |                              |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------|-----|------|------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 大分類          | 中分類                          | 小分類（測定項目）                    | サンプル |     | 変更内容 | 日付         | 変更箇所   | 測定原理                                          | 測定試薬                                                                 | 測定機器                                                                                | SOP                                                                               | 備考                |
|              |                              | 4 免疫グロブリン(IgG,IgA,IgM)       | 血清   |     |      | 2022/11/15 |        | 免疫比濁法                                         | N-アッセイ TIA IgG、IgA、IgM-SH                                            | LABOSPECT008                                                                        | QP020-CHM-029<br>QP020-CHM-030<br>QP020-CHM-031                                   |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器   |                                               |                                                                      | LABOSPECT008a                                                                       |                                                                                   |                   |
| 6 微生物学的検査    |                              |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              | D 0 1 7 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              |                              | 1 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの | 喀痰   | その他 |      | 2022/11/15 |        | 蛍光染色                                          | 蛍光染色法                                                                | 蛍光顕微鏡BX53                                                                           | QP020-MIC-008                                                                     |                   |
|              |                              | 3 その他のもの                     | 喀痰   | その他 |      | 2022/11/15 |        | グラム染色(Bartholomew & Mittwer改良法)<br>チール・ネルゼン染色 | バーミーM染色キット<br>チール・ネルゼン染色                                             | システム顕微鏡BX51<br>蛍光顕微鏡BX53                                                            | QP020-MIC-001<br>QP020-MIC-008                                                    |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/6/29  | 測定機器   |                                               |                                                                      | 顕微鏡システムBX53                                                                         |                                                                                   | システム顕微鏡BX51後継     |
|              | D 0 1 8 細菌培養同定検査             |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              |                              | 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体            | 喀痰   | その他 |      | 2022/11/15 |        | 炭酸ガス培養法<br>好気培養法                              | ニッスイプレート羊血液寒天培地 等                                                    | テーパー式ウィークリー-CO2培養器 DCP-220型<br>インキュベーター EBR-29C<br>MALDIバイオタイパー<br>インキュベーター EBR-29C | QP020-MIC-002                                                                     |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/9/25  | 測定機器   |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 同型機への変更           |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/12/20 | 試薬名称変更 |                                               | アキュレート羊血液寒天培地 等                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 社名変更による血液寒天培地名称変更 |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/1/4   | 測定機器   |                                               |                                                                      | MALDIバイオタイパー(sirius)                                                                |                                                                                   |                   |
|              |                              | 2 消化管からの検体                   | 便    | その他 |      | 2022/11/15 |        | 炭酸ガス培養法<br>好気培養法                              | ニッスイプレート羊血液寒天培地 等                                                    | テーパー式ウィークリー-CO2培養器 DCP-220型<br>インキュベーター EBR-29C<br>MALDIバイオタイパー<br>インキュベーター EBR-29C | QP020-MIC-005                                                                     |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/9/25  | 測定機器   |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 同型機への変更           |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/12/20 | 試薬名称   |                                               | アキュレート羊血液寒天培地 等                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 社名変更による血液寒天培地名称変更 |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/1/4   | 測定機器   |                                               |                                                                      | MALDIバイオタイパー(sirius)                                                                |                                                                                   |                   |
|              |                              | 3 血液又は穿刺液                    | 血液   | その他 |      | 2022/11/15 |        | 好気ボトル培養<br>嫌気ボトル培養<br>炭酸ガス培養法<br>好気培養法        | 23F好気用レズンボトルP<br>22F嫌気用レズンボトルP<br>20F小児用レズンボトルP<br>ニッスイプレート羊血液寒天培地 等 | BACTEC FX<br>テーパー式ウィークリー-CO2培養器 DCP-220型<br>インキュベーター EBR-29C<br>MALDIバイオタイパー        | QP020-MIC-003<br>QP020-MIC-006                                                    |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/9/25  | 測定機器   |                                               |                                                                      | インキュベーター EBR-29C                                                                    |                                                                                   | 同型機への変更           |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/12/20 | 試薬名称   |                                               | アキュレート羊血液寒天培地 等                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 社名変更による血液寒天培地名称変更 |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/1/4   | 測定機器   |                                               |                                                                      | MALDIバイオタイパー(sirius)                                                                |                                                                                   |                   |
|              |                              | 4 泌尿器又は生殖器からの検体              | 尿    | その他 |      | 2022/11/15 |        | 炭酸ガス培養法<br>好気培養法                              | ニッスイプレート羊血液寒天培地 等                                                    | テーパー式ウィークリー-CO2培養器 DCP-220型<br>インキュベーター EBR-29C<br>MALDIバイオタイパー<br>インキュベーター EBR-29C | QP020-MIC-004                                                                     |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/9/25  | 測定機器   |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 同型機への変更           |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/12/20 | 試薬名称   |                                               | アキュレート羊血液寒天培地 等                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 社名変更による血液寒天培地名称変更 |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/1/4   | 測定機器   |                                               |                                                                      | MALDIバイオタイパー(sirius)                                                                |                                                                                   |                   |
|              |                              | 5 その他の部位からの検体                | 分泌液  | その他 |      | 2022/11/15 |        | 炭酸ガス培養法<br>好気培養法                              | ニッスイプレート羊血液寒天培地 等                                                    | テーパー式ウィークリー-CO2培養器 DCP-220型<br>インキュベーター EBR-29C<br>MALDIバイオタイパー<br>インキュベーター EBR-29C | QP020-MIC-006                                                                     |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/9/25  | 測定機器   |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 同型機への変更           |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/12/20 | 試薬名称   |                                               | アキュレート羊血液寒天培地 等                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 社名変更による血液寒天培地名称変更 |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/1/4   | 測定機器   |                                               |                                                                      | MALDIバイオタイパー(sirius)                                                                |                                                                                   |                   |
|              |                              | 6 簡易培養                       | 便    | その他 |      | 2022/11/15 |        | 炭酸ガス培養法<br>好気培養法                              | 各種選択分離培地                                                             | テーパー式ウィークリー-CO2培養器 DCP-220型<br>インキュベーター EBR-29C<br>MALDIバイオタイパー<br>インキュベーター EBR-29C | QP020-MIC-006                                                                     |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/9/25  | 測定機器   |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   | 同型機への変更           |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/1/4   | 測定機器   |                                               |                                                                      | MALDIバイオタイパー(sirius)                                                                |                                                                                   |                   |
|              |                              | 嫌気性培養                        | 穿刺液  | その他 |      | 2022/11/15 |        | 嫌気培養法                                         | ニッスイプレートABHK寒天培地                                                     | テーパー式アナエロボックス ANX-3型<br>MALDIバイオタイパー                                                | QP020-MIC-002<br>QP020-MIC-003<br>QP020-MIC-004<br>QP020-MIC-005<br>QP020-MIC-006 |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/1/4   | 測定機器   |                                               |                                                                      | MALDIバイオタイパー(sirius)                                                                |                                                                                   |                   |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2023/12/20 | 試薬名称   |                                               | アキュレートABHK寒天培地                                                       |                                                                                     |                                                                                   | 社名変更による血液寒天培地名称変更 |
|              |                              | 真菌培養                         |      |     |      | 2023/1/4   |        |                                               | クロモアガーカンジダ                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              |                              | 質量分析                         |      |     |      | 2023/1/4   |        |                                               |                                                                      | MALDIバイオタイパー(sirius)                                                                |                                                                                   |                   |
|              | D 0 1 9 細菌薬剤感受性検査            |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              |                              | 細菌薬剤感受性検査                    | その他  |     |      | 2022/11/15 |        | 微量液体希釈法                                       | NM-EN2J 等<br>NM3J 等                                                  | DxM1096マイクロスキャンWalkAway                                                             | QP020-MIC-007                                                                     | サンプルとして分離菌を使用     |
|              |                              |                              |      |     | 変更   | 2025/4/1   | 試薬変更   |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              |                              | 4 薬剤耐性菌検出                    | その他  |     |      | 2022/11/15 |        | ディスク拡散法                                       | KBディスク                                                               | インキュベーター EBR-29C                                                                    | QP020-MIC-007                                                                     | サンプルとして分離菌を使用     |
|              |                              | 5 抗菌薬併用効果スクリーニング             | その他  |     |      | 2022/11/15 |        | 微量液体希釈法                                       | BCプレート                                                               | インキュベーター EBR-29C                                                                    |                                                                                   | サンプルとして分離菌を使用     |
|              | D 0 2 0 抗酸菌分離培養検査            |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              |                              | 1 抗酸菌分離培養（液体培地法）             | 喀痰   | その他 |      | 2022/11/15 |        | ミジット法                                         | ミジットチューブ                                                             | BACTEC MGIT960                                                                      | QP020-MIC-021                                                                     |                   |
| 非基幹項目        |                              |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
| 11 尿・糞便等検査   |                              |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              | D 0 0 1 尿中特殊物質定性定量検査         |                              |      |     |      |            |        |                                               |                                                                      |                                                                                     |                                                                                   |                   |
|              |                              | 3 尿浸透圧                       | 尿    |     |      | 2022/11/15 |        | 氷点降下法                                         | 濃縮洗浄液 他                                                              | オズモステーション OM-6060                                                                   | QP020-URN-017                                                                     |                   |

| 大分類        | 中分類                     | 小分類（測定項目）                 | サンプル |     | 変更内容 | 日付         | 変更箇所      | 測定原理                                                                                  | 測定試薬                                                                                                              | 測定機器                    | SOP                                                                                                                                  | 備考 |
|------------|-------------------------|---------------------------|------|-----|------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |                         | 5 N－アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）（尿） | 尿    |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | アーキテクト・U-NGAL                                                                                                     | ARCHITECT i1000SR       | QP020-CHM-070                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | U-NGAL・アボット                                                                                                       | Alinity                 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 6 アルブミン定性（尿）              | 尿    |     |      | 2022/11/15 |           | 試験紙法                                                                                  | BMテスト                                                                                                             | 用手法                     | QP020-URN-014                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2025/1/6   | 測定試薬      |                                                                                       | コバスMAU Neo                                                                                                        |                         |                                                                                                                                      |    |
|            | D002-2 尿沈渣（フローサイトメトリー法） |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 尿沈渣（フローサイトメトリー法）          | 尿    |     | 新規   | 2024/1/2   |           | フローサイトメトリー法                                                                           | UF-フルオロセルSF他                                                                                                      | UF-5000                 | QP020-URN-023                                                                                                                        |    |
|            | D003 糞便検査               |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 1 虫卵検出（集卵法）（糞便）、ウロビリノ（糞便） | 便    |     |      | 2022/11/15 |           | MGL法                                                                                  | ホルマリン、エーテル 他                                                                                                      | 用手法                     | QP020-URN-020                                                                                                                        |    |
|            | D004 穿刺液・採取液検査          |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 6 髄液一般検査                  | 穿刺液  |     |      | 2022/11/15 |           | 計算盤を用いた細胞数算定法<br>ピロガロールレッド法<br>ヘキシキナーゼ法                                               | サムソン液<br>μ-TP AR<br>クオリジェント GLU                                                                                   | 用手法<br>LABOSPECT008     | QP020-URN-019<br>QP020-CHM-034<br>QP020-CHM-017                                                                                      |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                                                                                       |                                                                                                                   | LABOSPECT008a           |                                                                                                                                      |    |
| 12 血液学的検査  |                         |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            | D005 血液形態・機能検査          |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 1 赤血球沈降速度（ESR）            | 血液   |     |      | 2022/11/15 |           | ウエスターグレン法                                                                             | 赤沈管                                                                                                               | 用手法                     | QP020-URN-018                                                                                                                        |    |
|            |                         | 3 血液浸透圧                   | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | 氷点降下法                                                                                 | 濃縮洗浄液 他                                                                                                           | オズモステーション OM-6060       | QP020-URN-017                                                                                                                        |    |
|            |                         | 末梢血液像（特殊染色）               | 血液   |     |      | 2022/11/15 |           | 特殊染色法                                                                                 | メイ・グリュンワルド・ギムザ染色<br>ペルオキシダーゼ染色<br>アルカリ性ホスファターゼ染色<br>エステラーゼ染色<br>PAS染色<br>鉄染色<br>酸性ホスファターゼ染色<br><del>酒石酸抵抗試験</del> | 用手法                     | QP020-HEM-016<br>QP020-HEM-017<br>QP020-HEM-018<br>QP020-HEM-019<br>QP020-HEM-022<br>QP020-HEM-023<br>QP020-HEM-024<br>QP020-HEM-025 |    |
|            |                         | 14 骨髓像                    | 穿刺液  |     |      | 2022/11/15 |           | 鏡検法                                                                                   | メイグリンワルド染色                                                                                                        | 用手法                     | QP020-HEM-026                                                                                                                        |    |
|            |                         | 骨髓像（特殊染色）                 | 穿刺液  |     |      | 2022/11/15 |           | 特殊染色法                                                                                 | メイ・グリュンワルド・ギムザ染色<br>ペルオキシダーゼ染色<br>アルカリ性ホスファターゼ染色<br>エステラーゼ染色<br>PAS染色<br>鉄染色<br>酸性ホスファターゼ染色<br><del>酒石酸抵抗試験</del> | 用手法                     | QP020-HEM-016<br>QP020-HEM-017<br>QP020-HEM-018<br>QP020-HEM-019<br>QP020-HEM-022<br>QP020-HEM-023<br>QP020-HEM-024<br>QP020-HEM-025 |    |
|            |                         | 15 造血器腫瘍細胞抗原検査（一連につき）     | 血液   | 穿刺液 |      | 2022/11/15 |           | フローサイトメトリー法                                                                           | BD FACSTheory Sheath Fluid 他                                                                                      | FACSCanto II・FACSLytic  | QP020-HEM-028                                                                                                                        |    |
|            | D006 出血・凝固検査            |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 9 アンチトロンビン活性              | 血漿   |     |      | 2022/11/15 |           | 合成基質法                                                                                 | エルシシステム・ATⅢ                                                                                                       | CS-5100                 | QP020-HEM-013                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | レボヘム AT                                                                                                           | CN-6000                 |                                                                                                                                      |    |
| 13 生化学的検査Ⅰ |                         |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            | D007 血液化学検査             |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 6 リパーゼ                    | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | 合成基質比色法                                                                               | シグナスオート LIP                                                                                                       | LABOSPECT008            | QP020-CHM-067                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                                                                                       |                                                                                                                   | LABOSPECT008a           |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 13 有機モノカルボン酸              | 血液   |     |      | 2022/11/15 |           | 電位差測定法<br>電流測定法、伝導性測定法                                                                | RAPID POINT500測定カートリッジ                                                                                            | RAPID POINT500血液ガス測定装置  | QP020-CHM-054                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | RAPID POINT500e測定カートリッジ                                                                                           | RAPID POINT500e血液ガス測定装置 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 13 胆汁酸                    | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | 酵素サイクリング法                                                                             | アクアオート カイノス TBA試薬                                                                                                 | LABOSPECT008            | QP020-CHM-028                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                                                                                       |                                                                                                                   | LABOSPECT008a           |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 14 重炭酸塩                   | 血液   |     |      | 2022/11/15 |           |  | RAPID POINT500測定カートリッジ                                                                                            | RAPID POINT500血液ガス測定装置  | QP020-CHM-054                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | RAPID POINT500e測定カートリッジ                                                                                           | RAPID POINT500e血液ガス測定装置 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 22 CK－MB(蛋白量測定)           | 血漿   |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | アーキテクト・CKMB                                                                                                       | ARCHITECT i1000SR       | QP020-CHM-044                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | CK-MB・アボット                                                                                                        | Alinity                 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 25 フェリチン定量                | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | ラテックス免疫比濁法                                                                            | FER-ラテックスRX「生研」                                                                                                   | LABOSPECT008            | QP020-CHM-064                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                                                                                       |                                                                                                                   | LABOSPECT008a           |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 28 K L－6                  | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | CLEIA法                                                                                | ルミパルスプレスト KL-6                                                                                                    | ルミパルスPresto II          | QP020-IMM-P011                                                                                                                       |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                                                                                       |                                                                                                                   | ルミパルス L2400             |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 29 心筋トロポニンI               | 血漿   |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | アーキテクト・高感度トロポニンI                                                                                                  | ARCHITECT i1000SR       | QP020-CHM-045                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | high sensitive トロポニンI・アボット                                                                                        | Alinity                 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 36 亜鉛（Zn）                 | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | 直接法（5-Br-PAPS）                                                                        | アキュラスオート Zn                                                                                                       | LABOSPECT008            | QP020-CHM-035                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |                                                                                       |                                                                                                                   | LABOSPECT008a           |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 58 プロカルシトニン（PCT）定量        | 血漿   |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | アーキテクト ブラームス PCT                                                                                                  | ARCHITECT i1000SR       | QP020-CHM-069                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | BRAHMS PCT・アボット                                                                                                   | Alinity                 |                                                                                                                                      |    |
| 14 生化学的検査Ⅱ |                         |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            | D008 内分泌学的検査            |                           |      |     |      |            |           |                                                                                       |                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 1 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定性     | 尿    |     |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマトグラフィー法                                                                         | HCG テストバック・プラス OBC                                                                                                | 用手法                     | QP020-URN-015                                                                                                                        |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2023/3/27  | 試薬変更      |                                                                                       | クリアビュー-EASY HCG                                                                                                   |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2026/1/19  | 試薬変更      |                                                                                       | ゴナステック25                                                                                                          |                         |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 6 甲状腺刺激ホルモン（TSH）          | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | アーキテクト・TSH                                                                                                        | MultiSR i6000           | QP020-IMM-A013                                                                                                                       |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | Alinity TSH・アボット                                                                                                  | Alinity                 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 8 インスリン（IRI）              | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | アーキテクト・インスリン                                                                                                      | MultiSR i6000           | QP020-IMM-A016                                                                                                                       |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | Alinity インスリン・アボット                                                                                                | Alinity                 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 12 卵胞刺激ホルモン（FSH）          | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | アーキテクト・FSH                                                                                                        | MultiSR i6000           | QP020-IMM-A015                                                                                                                       |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | Alinity FSH・アボット                                                                                                  | Alinity                 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 12 黄体形成ホルモン（LH）           | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | アーキテクト・LH II                                                                                                      | MultiSR i6000           | QP020-IMM-A014                                                                                                                       |    |
|            |                         |                           |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |                                                                                       | Alinity LH・アボット                                                                                                   | Alinity                 |                                                                                                                                      |    |
|            |                         | 14 遊離サイロキシニン（FT4）         | 血清   |     |      | 2022/11/15 |           | CLIA法                                                                                 | FT4・アボット                                                                                                          | MultiSR i6000           | QP020-IMM-A012                                                                                                                       |    |

| JAB RM205 引用 |                    |                                      |      |    |      |            |           |            |                                   |                |                                |    |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|------|----|------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----|
| 大分類          | 中分類                | 小分類（測定項目）                            | サンプル |    | 変更内容 | 日付         | 変更箇所      | 測定原理       | 測定試薬                              | 測定機器           | SOP                            | 備考 |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity フリーT4・アボット                | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 1 4 遊離トリヨードサイロニン（F T 3）              | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | FT3・アボット                          | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A011                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity フリーT3・アボット                | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 1 4 コルチゾール                           | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | ECLIA法     | エクルーシス試薬 コルチゾールⅡ                  | Cobas8000      | QP020-IMM-C006                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | cobas_pro      |                                |    |
|              |                    | 1 9 ヒト絨毛性ゴナドトロピン（H C G）定量            | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | ECLIA法     | エクルーシス試薬 HCG + βⅡ                 | Cobas8000      | QP020-IMM-C001                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | cobas_pro      |                                |    |
|              |                    | 3 3 エストラジオール（E 2）                    | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | アーキテクト・エストラジオールⅡ                  | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A020                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity エストラジオールⅡ・アボット            | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 3 7 副腎皮質刺激ホルモン（A C T H）              | 血漿   |    |      | 2022/11/15 |           | ECLIA法     | エクルーシス試薬 ACTH                     | Cobas8000      | QP020-IMM-C005                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | cobas_pro      |                                |    |
|              | D 0 0 9 腫瘍マーカー     |                                      |      |    |      |            |           |            |                                   |                |                                |    |
|              |                    | 2 α-フェトプロテイン（A F P）                  | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLEIA法     | ルミバルスプレスト AFP                     | ルミバルスPrestoⅡ   | QP020-IMM-P002                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | ルミバルス L2400    |                                |    |
|              |                    | 3 癌胎児性抗原（C E A）                      | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | CEA・アボット                          | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A017                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity CEA・アボット                  | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 4 扁平上皮癌関連抗原（S C C 抗原）                | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | SCC・アボット                          | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A001                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity SCC・アボット                  | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 6 N C C - S T - 439                  | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLEIA法     | ルミバルス ST-439「NK」                  | ルミバルスG1200     | QP020-IMM-G001                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   |            |           |            |                                   |                |                                |    |
|              |                    | 6 C A 15 - 3                         | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLEIA法     | ルミバルスプレスト CA15-3                  | ルミバルスPrestoⅡ   | QP020-IMM-P005                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | ルミバルス L2400    |                                |    |
|              |                    | 8 エラスターゼ1                            | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | ラテックス免疫比濁法 | イアトロ IRE 1Ⅱ                       | LABOSPECT008   | QP020-CHM-032                  |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | LABOSPECT008a  |                                |    |
|              |                    | 9 前立腺特異抗原（P S A）                     | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLEIA法     | ルミバルスプレスト PSA                     | ルミバルスPrestoⅡ   | QP020-IMM-P006                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | ルミバルス L2400    |                                |    |
|              |                    | 9 C A 19 - 9                         | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLEIA法     | ルミバルスプレスト CA19-9                  | ルミバルスPrestoⅡ   | QP020-IMM-P003                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | ルミバルス L2400    |                                |    |
|              |                    | 1 0 P I V K A -Ⅱ 定量                  | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLEIA法     | ルミバルスプレスト PIVKAⅡ-N                | ルミバルスPrestoⅡ   | QP020-IMM-P010                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | ルミバルス L2400    |                                |    |
|              |                    | 1 1 C A 125                          | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | CA125Ⅱ・アボット                       | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A022                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity CA125Ⅱ・アボット               | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 1 4 神経特異エノラーゼ（N S E）                 | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | ECLIA法     | エクルーシス試薬 NSE                      | Cobas8000      | QP020-IMM-C002                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | cobas_pro      |                                |    |
|              |                    | 1 9 サイトケラチン19フラグメント（シフラ）             | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | シフラ・アボット                          | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A018                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity シフラ・アボット                  | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 2 4 ガストリン放出ペプチド前駆体（P r o G R P）      | 血漿   |    |      | 2022/11/15 |           | ECLIA法     | エクルーシス試薬 ProGRP                   | Cobas8000      | QP020-IMM-C004                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | cobas_pro      |                                |    |
|              |                    | 2 9 ヒト精巢上体蛋白 4（H E 4）                | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | HE4・アボット                          | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A021                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity HE4・アボット                  | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 3 6 可溶性インターロイキン- 2レセプター（s I L - 2 R） | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | ラテックス免疫比濁法 | ナノビア IL-2R                        | LABOSPECT008   | QP020-CHM-068                  |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | LABOSPECT008a  |                                |    |
| 15 免疫学的検査    |                    |                                      |      |    |      |            |           |            |                                   |                |                                |    |
|              | D 0 1 1 免疫血液学的検査   |                                      |      |    |      |            |           |            |                                   |                |                                |    |
|              |                    | 3 Rh（その他の因子）血液型                      | 血液   | 血漿 |      | 2022/11/15 |           | 試験管法       | オーソRH式血液型キット                      | 用手法            | QP015-TML-018<br>QP020-TML-007 |    |
|              |                    | 4 不規則抗体                              | 血液   | 血漿 |      | 2022/11/15 |           | カラム凝集法     | BIO-RADマイクロタイピングシステムAHG4/En z2カード | IH-500、IH-1000 | QP020-TML-006                  |    |
|              | D 0 1 2 感染症免疫学的検査  |                                      |      |    |      |            |           |            |                                   |                |                                |    |
|              |                    | 6 梅毒トレポネーマ抗体定量                       | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | ラテックス免疫比濁法 | アキュラスオート TP抗体                     | LABOSPECT008   | QP020-CHM-037                  |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | LABOSPECT008a  |                                |    |
|              |                    | 8 ロタウイルス抗原定性（糞便）、ロタウイルス抗原定量（糞便）      | 便    |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | ディップスティック栄研ロタ                     | 用手法            | QP020-MIC-012                  |    |
|              |                    | 1 5 クロストリジオイデス・デフィシル抗原定性             | 便    |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | C-DIFF QUIK CHEK コンプリート           | 用手法            | QP020-MIC-011                  |    |
|              |                    | 1 6 H I V -1,2抗体定性                   | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | ダイナスクリーン・HIV Combo                | 用手法            | QP020-IMM-M010                 |    |
|              |                    | 2 2 インフルエンザウイルス抗原定性                  | その他  |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | イムノエースFlu                         | 用手法            | QP020-MIC-015                  |    |
|              |                    | 2 4 R S ウイルス抗原定性                     | その他  |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | イムノエースRSV Neo                     | 用手法            | QP020-MIC-027                  |    |
|              |                    | 2 6 肺炎球菌抗原定性（尿・髄液）                   | 尿    |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | BinaxNOW 肺炎球菌                     | 用手法            | QP020-MIC-013                  |    |
|              |                    | 2 8 ノロウイルス抗原定性                       | 便    |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | クイックナビーノロ2                        | 用手法            | QP020-MIC-019                  |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2023/4/3   | 試薬変更      |            | クイックナビーノロ3                        |                |                                |    |
|              |                    | 3 9 アデノウイルス抗原定性（糞便を除く。）              | その他  |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | イムノエースアデノ                         | 用手法            | QP020-MIC-029                  |    |
|              |                    | 4 4（1→3）-β-D-グルカン                    | 血漿   |    |      | 2022/11/15 |           | 比濁時間分析法    | β-グルカン テストワコー                     | トキンメーターMT-6500 | QP020-MIC-022                  |    |
|              |                    | 4 8 レジオネラ抗原定性（尿）                     | 尿    |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | BinaxNOW レジオネラ                    | 用手法            | QP020-MIC-014                  |    |
|              |                    | 5 1 肺炎球菌莢膜抗原定性（尿）                    | 尿    |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | BinaxNOW 肺炎球菌                     | 用手法            | QP020-MIC-013                  |    |
|              |                    | 5 3 SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出     | その他  |    |      | 2022/10/14 |           | イムノクロマト法   | イムノエースSARS-Cov-2/Ful              | 用手法            | QP020-MIC-031                  |    |
|              |                    | 5 4 水痘ウイルス抗原定性（上皮細胞）                 | その他  |    |      | 2022/11/15 |           | イムノクロマト法   | デルマクイック VZV                       | 用手法            | QP020-MIC-023                  |    |
|              |                    | 6 5 SARS-CoV-2抗原定量                   | その他  |    |      | 2022/12/1  |           | ECLIA法     | エクルーシス試薬 SARS-CoV-2Ag             | Cobas8000      | QP020-IMM-A023                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器      |            |                                   | cobas_pro      |                                |    |
|              | D 0 1 3 肝炎ウイルス関連検査 |                                      |      |    |      |            |           |            |                                   |                |                                |    |
|              |                    | 1 H B s 抗原定量                         | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | HBsAg QT・アボット                     | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A003                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity HBsAg QT・アボット             | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 2 H B s 抗体定量                         | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | オーサブ・アボット                         | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A004                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity オーサブ・アボット                 | Alinity        |                                |    |
|              |                    | 6 H B c 抗体定性                         | 血清   |    |      | 2022/11/15 |           | CLIA法      | HBc・アボット                          | MultiSR i6000  | QP020-IMM-A005                 |    |
|              |                    |                                      |      |    | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器 |            | Alinity HBc・アボット                  | Alinity        |                                |    |

| JAB RM205 引用     |                                               |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|
| 大分類              | 中分類                                           | 小分類（測定項目）                                                         | サンプル |     | 変更内容 | 日付         | 変更箇所                                     | 測定原理              | 測定試薬                                                                                                                      | 測定機器                              | SOP                                | 備考      |
|                  |                                               | 9 H C V構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性                                            | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                                          | イムノクロマト法<br>CLIA法 | オーソ クイックチェイサー HCV Ab<br>HCVAb・アボット                                                                                        | 用手法<br>MultiSR i6000              | QP020-IMM-M009<br>QP020-IMM-A009   |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器                                |                   | Alinity HCVAb・アボット                                                                                                        | Alinity                           |                                    |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2026/6/2   | 測定試薬                                     |                   | Anti-HCV・アボット                                                                                                             |                                   |                                    |         |
|                  | D 0 1 5 血漿蛋白免疫学的検査                            |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 1 C反応性蛋白（C R P）                                                   | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                                          | ラテックス免疫比濁法        | CRP-ラテックス x 2「生研」                                                                                                         | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-027                      |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器                                     |                   |                                                                                                                           | LABOSPECT008a                     |                                    |         |
|                  |                                               | 1 0 β 2－マイクログロブリン                                                 | 血清   | 尿   |      | 2022/11/15 |                                          | ラテックス免疫比濁法        | BMG-ラテックス x 1「生研」                                                                                                         | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-062<br>QP020-CHM-063     |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器                                     |                   |                                                                                                                           | LABOSPECT008a                     |                                    |         |
|                  |                                               | 1 2 トランスサイレチン（プレアルブミン）                                            | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                                          | 免疫比濁法             | N-アッセイ TIA プレアルブミン                                                                                                        | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-065                      |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器                                     |                   |                                                                                                                           | LABOSPECT008a                     |                                    |         |
|                  |                                               | 1 4 ハプトグロビン（型補正を含む。）                                              | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                                          | 免疫比濁法             | N-アッセイ TIA Hp                                                                                                             | LABOSPECT008                      | QP020-CHM-066                      |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器                                     |                   |                                                                                                                           | LABOSPECT008a                     |                                    |         |
|                  |                                               | 2 1 Bence Jones蛋白同定（尿）                                            | 尿    |     |      | 2022/11/15 |                                          | 電気泳動法             | クイックジェル I F Eキット                                                                                                          | Epalyzer2                         | QP020-IMM-EP003                    |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 削除   | 2025/5/14  | 外部委託検査へ変更                                |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 2 3 免疫電気泳動法（特異抗血清）                                                | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                                          | 電気泳動法             | クイックジェル I F Eキット                                                                                                          | Epalyzer2                         | QP020-IMM-EP002                    |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 削除   | 2025/5/14  | 外部委託検査へ変更                                |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  | D 0 1 6 細胞機能検査                                |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 2 T細胞サブセット検査（一連につき）                                               | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                                          | フローサイトメトリー法       | BD Multitest 6-color TBNK                                                                                                 | FACSCantoⅡ・FACSLytic              | QP020-HEM-027                      |         |
|                  |                                               | 3 T細胞・B細胞百分率                                                      | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                                          | フローサイトメトリー法       | BD Multitest 6-color TBNK                                                                                                 | FACSCantoⅡ・FACSLytic              | QP020-HEM-027                      |         |
| 16 微生物学的検査       |                                               |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  | D 0 1 9－2 酵母様真菌薬剤感受性検査                        |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 酵母様真菌薬剤感受性検査                                                      | その他  |     |      | 2022/11/15 |                                          | 微量液体希釈法           | 酵母真菌薬剤感受性キット ASTY                                                                                                         | インキュベーター ERB-29C                  | QP020-MIC-007                      |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2023/9/25  | 機器変更                                     |                   |                                                                                                                           | インキュベーター EBR-29C                  |                                    | 同型機への変更 |
|                  | D 0 2 1 抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）                 |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 抗酸菌同定（種目数にかかわらず一連につき）                                             | その他  |     |      | 2022/11/15 |                                          | リアルタイムPCR法        | コバス TaqMan MTB<br>コバス TaqMan MAI                                                                                          | コバスTaqman48                       | QP020-MIC-016-1<br>QP020-MIC-017   |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2023/8/1   | 試薬・機器変更                                  |                   | コバス6800/8800システム MTB<br>コバス6800/8800システム MAI                                                                              | コバス5800システム                       |                                    |         |
|                  | D 0 2 2 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）                  |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 抗酸菌薬剤感受性検査（培地数に関係なく）                                              | その他  |     |      | 2022/11/15 |                                          | 一濃度比率法            | ピットスペクトルー S R                                                                                                             | インキュベーター ERB-41C                  | QP020-MIC-010                      |         |
| 17 遺伝子関連検査・染色体検査 |                                               |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  | a-1 体細胞遺伝子検査(血液腫瘍・移植などの造血器関連検体・生殖由来細胞)(NGS以外) |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | D 0 0 6－2 造血器腫瘍遺伝子検査                                              | 血液   | その他 |      | 2022/11/15 |                                          | RT-PCR法<br>PCR法   | Titan one tube Kit<br>LighCycler FastStart DNA Master SYBR Green I<br>PCR Core Kit<br>SuperScriptIVOne-step RT-PCR System | ProFlex PCR システム TapeStation システム | QP020-GEN-015                      |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2023/4/21  | SuperScriptIVOne-step RT-PCR Systemに試薬変更 |                   | LighCycler FastStart DNA Master SYBR Green I<br>SuperScriptIVOne-step RT-PCR System                                       |                                   |                                    |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 削除   | 2026/8/14  | 検査法及び検査試薬一部削除                            | RT-PCR法           | SuperScriptIVOne-step RT-PCR System                                                                                       |                                   |                                    |         |
|                  | a-2 体細胞遺伝子検査(固形腫瘍などの病理検体)(NGS以外)              |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | D 0 0 4－2 悪性腫瘍組織検査                                                |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 1 悪性腫瘍遺伝子検査                                                       |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 悪性腫瘍遺伝子検査 EGFR遺伝子検査（リアルタイムPCR法）                                   | 組織   |     |      | 2023/1/18  |                                          | qPCR法             | コバス EGFR 変異検出キット v2.0                                                                                                     | コバスz480                           | QP020-GEN-012                      |         |
|                  | b 病原体核酸同定(D023 微生物核酸同定・定量検査)(NGS以外)           |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 4 H B V核酸定量                                                       | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                                          | リアルタイムPCR法        | TaqmanHBV「オート」                                                                                                            | コバスTaqMan48                       | QP020-MIC-020                      |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2023/4/3   | 測定機器・試薬変更                                |                   | コバス6800/8800システム HBV増幅・検出試薬セット                                                                                            | コバス5800システム                       |                                    |         |
|                  |                                               | 1 4 結核菌群核酸検出                                                      | 喀痰   | その他 |      | 2022/11/15 |                                          | リアルタイムPCR法        | コバス TaqMan MTB<br>Xpert MTB/RIF「セフィエド」                                                                                    | コバスTaqman48<br>GeneXpertシステム      | QP020-MIC-016-1<br>QP020-MIC-016-2 |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2023/8/1   | 測定機器・試薬変更                                |                   | コバス6800/8800システム MTB<br>Xpert MTB/RIF「セフィエド」                                                                              | コバス5800システム<br>GeneXpertシステム      |                                    |         |
|                  |                                               | 1 5 H C V核酸定量                                                     |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 1 6 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセラー（M A C）核酸検                             | 喀痰   | その他 |      | 2022/11/15 |                                          | リアルタイムPCR法        | コバス TaqMan MAI                                                                                                            | コバスTaqman48                       | QP020-MIC-017                      |         |
|                  |                                               |                                                                   |      |     | 変更   | 2023/8/1   | 測定機器・試薬変更                                |                   | コバス6800/8800システム MAI                                                                                                      | コバス5800システム                       |                                    |         |
|                  |                                               | 1 7 ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出                                             | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                                          | リアルタイムPCR法        | Xpert MRSA/SA BC                                                                                                          | GeneXpertシステム                     | QO020-MIC-025                      |         |
|                  |                                               | 1 8 H I V－1核酸定量                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 1 9 S A R Sコロナウイルス核酸検出                                            | その他  | 喀痰  |      | 2022/11/15 |                                          | qPCR法             | Ampdirect 2019-nCoV検出キット<br>Xpert Xpress SARS-CoV-2「セフィエド」                                                                | コバスZ480<br>GeneXpertシステム          | QP020-GEN-017<br>QP020-MIC-030     |         |
|                  |                                               | 2 1 サイトメガロウイルス核酸検出                                                |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | 2 2 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出                                            | 喀痰   |     |      | 2022/11/15 |                                          | リアルタイムPCR法        | Xpert MTB/RIF「セフィエド」                                                                                                      | GeneXpertシステム                     | QP020-MIC-016-2                    |         |
|                  |                                               | 2 5 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 核酸検出を含むもの、SARS-CoV-2 核酸検出を含まないもの) | その他  |     |      | 2022/11/15 |                                          | マルチプレックスPCR法      | FilmArray呼吸器パネル2.1                                                                                                        | FilmArrayシステム                     | QP020-MIC-028                      |         |
|                  |                                               | D023-2<br>5 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出                          | 便    |     |      | 2022/11/15 |                                          | リアルタイムPCR法        | Xpert C.difficile「セフィエド」                                                                                                  | GeneXpertシステム                     | QP020-MIC-026                      |         |
|                  | c 染色体検査(NGS以外)                                |                                                                   |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |
|                  |                                               | D 0 0 6－5 染色体検査（全ての費用を含む。）                                        |      |     |      |            |                                          |                   |                                                                                                                           |                                   |                                    |         |

| 大分類         | 中分類                                   | 小分類（測定項目）                       | サンプル |     | 変更内容 | 日付         | 変更箇所           | 測定原理             | 測定試薬                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 測定機器                                      | SOP                                             | 備考           |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
|             |                                       | 1 FISH法を用いた場合                   | 組織   |     | 追加   | 2024/2/8   |                | FISH法            | Vysis EWSR1 Break Apart FISH Probe Kit<br>Vysis LSI DDIT3(12q13) Break Apart FISH Probe Kit<br>Vysis LSI SS18(18q11.2) Dual Color Break Apart Rearrangement Probe Kit<br>Vysis LSI MYC Break Apart Rearrangement Probe Kit<br>Vysis LSI BCL2 Break Apart FISH Probe kit<br>Vysis LSI BCL6 Dual Color Break Apart | AXIO Metferシステム                           | QP020-GEN-014<br>QP020-GEN-018                  |              |
|             | d 生殖細胞系列遺伝子検査(NGS以外)                  |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | D006ー7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型       | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | Quenching Probe法 | アイデンシーバックUGT1A1(*28/*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IS-5320                                   | QP020-HEM-033                                   |              |
|             | e NGS(保険収載項目)                         |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | NGS (保険収載項目のみ)                  | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                | NGS法             | オンコマイン Dx Target Test                                                                                                                                                                                                                                                                                            | オンコマイン Dx Target Test マルチ CDxシステム         | QP020-GEN-016                                   |              |
| 18 その他検査    |                                       |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             | B001 2 特定薬剤治療管理料（薬剤血中濃度測定）            |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | 抗てんかん剤（フェニトイン）                  | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | CLIA法            | アーキテクト・フェニトイン                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARCHITECT i1000SR                         | QP020-CHM-052                                   |              |
|             |                                       |                                 |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定原理・測定試薬・測定機器 | CLEIA法           | ルミバルスプレスト フェニトイン                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ルミバルスG1200                                | QP020-IMM-G002                                  |              |
|             |                                       | 免疫抑制剤（シクロスポリン）                  | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | CLIA法            | アーキテクト・シクロスポリン                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARCHITECT i1000SR                         | QP020-CHM-047                                   |              |
|             |                                       |                                 |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器      |                  | シクロスポリン・アボット                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alinity                                   |                                                 |              |
|             |                                       | 免疫抑制剤（タクロリムス）                   | 血液   |     |      | 2022/11/15 |                | CLIA法            | アーキテクト・タクロリムス                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARCHITECT i1000SR                         | QP020-CHM-048                                   |              |
|             |                                       |                                 |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器      |                  | タクロリムス・アボット                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alinity                                   |                                                 |              |
|             |                                       | バルプロ酸ナトリウム                      | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | CLIA法            | アーキテクト・バルプロ酸                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARCHITECT i1000SR                         | QP020-CHM-053                                   |              |
|             |                                       |                                 |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定原理・測定試薬・測定機器 | CLEIA法           | ルミバルスプレスト バルプロ酸                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ルミバルスG1200                                | QP020-IMM-G003                                  |              |
|             |                                       | メトトレキサート                        | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | CLIA法            | アーキテクト・メトトレキサート                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCHITECT i1000SR                         | QP020-CHM-046                                   |              |
|             |                                       |                                 |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定試薬・測定機器      |                  | メトトレキサート・アボット                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alinity                                   |                                                 |              |
|             |                                       | アミノ配糖体抗生物質、グリコペチド系抗生物質（バンコマイシン） | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | CLIA法            | アーキテクト・バンコマイシン                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARCHITECT i1000SR                         | QP020-CHM-049                                   |              |
|             |                                       |                                 |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定原理・測定試薬・測定機器 | CLEIA法           | ルミバルスプレスト バンコマイシン                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ルミバルスG1200                                | QP020-IMM-G004                                  |              |
|             |                                       | アミノ配糖体抗生物質、グリコペチド系抗生物質（テイコブラニン） | 血清   |     |      | 2022/11/15 |                | ラテックス免疫比濁法       | ナノビアTDM テイコブラニン                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LABOSPECT008                              | QP020-CHM-061                                   |              |
|             |                                       |                                 |      |     | 変更   | 2024/1/2   | 測定機器           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LABOSPECT008a                             |                                                 |              |
| 病理学的検査      |                                       |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
| 31 病理組織標本作製 |                                       |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             | N000 病理組織標本作製                         |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | 1 組織切片によるもの（1臓器につき）             | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                |                  | HE染色                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自動染色装置PRISMA                              | QP020-PAT-006                                   |              |
|             |                                       | 2 セルブロック法によるもの（1部位につき）          | 穿刺液  |     |      | 2022/11/15 |                |                  | HE染色                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自動染色装置PRISMA                              | QP020-PAT-006                                   |              |
|             | N002 免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製              |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | 1 エストロゲンレセプター                   | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                | 免疫抗体法            | ER SP1,<br>ペンタナultraView DABユニバーサルキット                                                                                                                                                                                                                                                                            | ベンチマークULTRA                               | QP020-PAT-019                                   |              |
|             |                                       | 2 プロジェステロンレセプター                 | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                | 免疫抗体法            | PgR 1E2,<br>ペンタナultraView DABユニバーサルキット                                                                                                                                                                                                                                                                           | ベンチマークULTRA                               | QP020-PAT-019                                   |              |
|             |                                       | 3 HER2タンパク                      | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                | 免疫抗体法            | DAKO Hercep Test II<br>ペンタナ ultraView パスウェー<br>HER2 (4B5)                                                                                                                                                                                                                                                        | Autostainer Link48<br>ベンチマークULTRA         | QP020-PAT-020<br>QP020-PAT-051                  | 2024/5/20 削除 |
|             |                                       |                                 |      |     | 追加   | 2023/6/1   | 適応臓器拡大         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 | 乳腺適応追加       |
|             |                                       | 6 ALK融合タンパク                     | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                | 免疫抗体法            | ペンタナ OptiView ALK (D5F3)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ベンチマークULTRA                               | QP020-PAT-047                                   |              |
|             |                                       | 9 その他（1臓器につき）                   | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                | 免疫抗体法            | DAKO EnVision FLEX<br>ペンタナultraView DABユニバーサルキット<br>ペンタナOptiView DABユニバーサルキット                                                                                                                                                                                                                                    | Autostainer Link48 / Omnis<br>ベンチマークULTRA | QP020-PAT-018                                   |              |
|             | N003 術中迅速病理組織標本作製（1手術につき）             |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | 術中迅速病理組織標本作製（1手術につき）            | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                |                  | 術中迅速HE染色                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 感染対策用凍結切片作製装置POLAR-D                      | QP020-PAT-023                                   |              |
|             | N003ー2 迅速細胞診                          |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | 迅速細胞診                           | その他  |     |      | 2022/11/15 |                |                  | Pap染色                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 用手法                                       | QP020-PAT-025                                   |              |
|             | N004 細胞診（1部位につき）                      |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | 1 婦人科材料等によるもの                   | その他  |     |      | 2022/11/15 |                |                  | Pap染色(塗抹標本、液状化検体細胞診)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自動染色装置PRISMA<br>BD トータリス D-Cube           | QP020-PAT-024                                   |              |
|             |                                       | 2 穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの            | その他  | 穿刺液 |      | 2022/11/15 |                |                  | Pap染色                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 自動染色装置PRISMA                              | QP020-PAT-025                                   |              |
|             |                                       | その他                             | 喀痰   | 尿   |      | 2022/11/15 |                |                  | Pap染色                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 自動染色装置PRISMA                              | QP020-PAT-025                                   |              |
|             | N005 HER2遺伝子標本作製                      |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | HER2遺伝子標本作製                     | 組織   |     |      | 2023/1/18  |                | FISH法            | バスビジョン HER-2 DNAプローブキット                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AXIOMetaferシステム                           | QP020-GEN-001                                   |              |
|             | N005ー3 PDーL1タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製   |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | PDーL1タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製    | 組織   |     |      | 2022/11/15 |                | 免疫抗体法            | PD-L1 IHC 22C3 pharmDx「ダコ」<br>ペンタナ OptiView PD-L1(SP142)<br>PD-L1 IHC 28-8 pharmDx「ダコ」                                                                                                                                                                                                                           | Autostainer Link48<br>ベンチマークULTRA         | QP020-PAT-042<br>QP020-PAT-048<br>QP020-PAT-049 |              |
|             | N005ー4 ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製 |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |
|             |                                       | ミスマッチ修復タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製  | 組織   |     | 新規   | 2024/2/1   |                | 免疫抗体法            | ペンタナ OptiView MLH1(M1)<br>ペンタナ OptiView PMS2(A16-4)<br>ペンタナ OptiView MSH2(G219-1129)<br>ペンタナ OptiView MSH6(SP93)                                                                                                                                                                                                 | ベンチマークULTRA                               | QP020-PAT-052                                   |              |
|             | N005ー6 CLDN18タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製  |                                 |      |     |      |            |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                 |              |

| IAB RM205 引用 |                                     |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|--|------|------------|------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 大分類          | 中分類                                 | 小分類（測定項目）                       | サンプル |  | 変更内容 | 日付         | 変更箇所 | 測定原理  | 測定試薬                         | 測定機器                                                                          | SOP                                             | 備考                |
|              |                                     | CLDN18タンパク免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製   | 組織   |  | 新規   | 2024/8/6   |      | 免疫抗体法 | ペンタナ OptiView CLDN18（43-14A） | ベンチマークULTRA                                                                   | QP020-PAT-053                                   | JAB RM205改版に伴い、追加 |
| 生理学的検査       |                                     |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
| 101 生理学的検査   |                                     |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              | a 呼吸機能検査                            |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              | D 2 0 0 スパイログラフィー等検査                |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              |                                     | 1 肺気量分画測定（安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。） |      |  | 変更   | 2022/11/15 |      |       |                              | FX3（チェスト）<br>CHESTAC8900（チェスト）<br>Discom-51（チェスト）<br>CHESTAC8900（チェスト）        | QP020-PHY-004                                   |                   |
|              |                                     | 2 フローボリュームカーブ（強制呼出曲線を含む。）       |      |  | 変更   | 2022/11/15 |      |       |                              | FX3（チェスト）<br>CHESTAC8900（チェスト）<br>Discom-51（チェスト）<br>CHESTAC8900（チェスト）        | QP020-PHY-004                                   |                   |
|              |                                     | 3 機能的残気量測定                      |      |  |      | 2022/11/15 |      |       |                              | CHESTAC8900（チェスト）                                                             | QP020-PHY-005                                   |                   |
|              | D 2 0 2 肺内ガス分布                      |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              |                                     | 2 クロージングボリューム測定                 |      |  |      | 2022/11/15 |      |       |                              | CHESTAC8900（チェスト）                                                             | QP020-PHY-005                                   |                   |
|              | D 2 0 3 肺胞機能検査                      |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              |                                     | 1 肺拡散能力検査                       |      |  |      | 2022/11/15 |      |       |                              | CHESTAC8900（チェスト）                                                             | QP020-PHY-005                                   |                   |
|              | b 循環機能検査                            |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              | D 2 0 8 心電図検査                       |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              |                                     | 1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導         |      |  | 変更   | 2022/11/15 |      |       |                              | ECG-2550（日本光電）                                                                | QP020-PHY-001                                   |                   |
|              |                                     |                                 |      |  |      | 2024/3/29  | 機器更新 |       |                              | ECG-2550（日本光電）                                                                |                                                 | 同一機種に更新           |
|              | D 2 0 9 負荷心電図検査                     |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              |                                     | 1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導       |      |  | 変更   | 2022/11/15 |      |       |                              | ECG-2550（日本光電）                                                                | QP020-PHY-002                                   |                   |
|              |                                     |                                 |      |  |      | 2024/3/29  | 機器更新 |       |                              | ECG-2550（日本光電）                                                                |                                                 | 同一機種に更新           |
|              | c 超音波検査                             |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              | D 2 1 5 超音波検査                       |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              |                                     | 腹部                              |      |  |      | 2022/11/15 |      |       |                              | aplio 500（キヤノン）3台<br>aplio i800（キヤノン）5台                                       | QP020-PHY-007                                   |                   |
|              |                                     |                                 |      |  | 変更   | 2023/7/19  | 機器更新 |       |                              | aplio 500（キヤノン）2台<br>aplio i800（キヤノン）6台<br>aplio 500(2014B)→aplio i800(2023A) |                                                 |                   |
|              |                                     |                                 |      |  | 変更   | 2026/2/24  | 機器更新 |       |                              | aplio 500（キヤノン）1台<br>aplio i800（キヤノン）7台<br>aplio 500(2014A)→aplio i800(2025A) |                                                 |                   |
|              |                                     | 下肢血管                            |      |  |      | 2022/11/15 |      |       |                              | aplio 500（キヤノン）3台<br>aplio i800（キヤノン）5台                                       | QP020-PHY-011                                   |                   |
|              |                                     |                                 |      |  | 変更   | 2023/7/19  | 機器更新 |       |                              | aplio 500（キヤノン）2台<br>aplio i800（キヤノン）6台<br>aplio 500(2014B)→aplio i800(2023A) |                                                 |                   |
|              |                                     |                                 |      |  | 変更   | 2026/2/24  | 機器更新 |       |                              | aplio 500（キヤノン）1台<br>aplio i800（キヤノン）7台<br>aplio 500(2014A)→aplio i800(2025A) |                                                 |                   |
|              |                                     | その他（乳腺、頸部、頸動脈）                  |      |  |      | 2022/11/15 |      |       |                              | aplio 500（キヤノン）3台<br>aplio i800（キヤノン）5台                                       | QP020-PHY-008<br>QP020-PHY-009<br>QP020-PHY-012 |                   |
|              |                                     |                                 |      |  | 変更   | 2023/7/19  | 機器更新 |       |                              | aplio 500（キヤノン）2台<br>aplio i800（キヤノン）6台<br>aplio 500(2014B)→aplio i800(2023A) |                                                 |                   |
|              |                                     |                                 |      |  | 変更   | 2026/2/24  | 機器更新 |       |                              | aplio 500（キヤノン）1台<br>aplio i800（キヤノン）7台<br>aplio 500(2014A)→aplio i800(2025A) |                                                 |                   |
|              |                                     | 心臓超音波検査                         |      |  |      | 2022/11/15 |      |       |                              | Vivid E95（GE）2台                                                               | QP020-PHY-010                                   |                   |
|              | d 脳波検査                              |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              | D 2 3 5 脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。） |                                 |      |  |      |            |      |       |                              |                                                                               |                                                 |                   |
|              |                                     | 脳波検査（過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。）     |      |  |      | 2022/11/15 |      |       |                              | EEG-1274（日本光電）                                                                | QP020-PHY-006                                   |                   |