

顧客情報

お客様: 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 様
契約番号: MSX04S-20230322-041

装置情報

システムID: MF0030 Serial No.: --
製品名: DISCOVERY 600 MOTION SYSTEM
Asset tag #: -- Room Location: --

ケース

ケース番号: 08720551 ケースタイプ: Planned Maintenance

Work Order Details

WO Owner: Mikawa Daisuke WO Number: WO-10235230 WO Type: Field Service

Tube/Slice Count: --

現象: PET-CT装置
DiscoveryPET/CT600 (PET C室)
保守契約に基づく定期点検作業
(Schedule D)

作業内容: 別紙「点検チェックシート」に基づき実施致しました。
・ DASのダストフィルター 3枚交換
・ コンソールのダストフィルター交換
・ バックアップ時エラーが発生した為、後日SCSI Towerの交換を予定いたします。
・ DASのAnalog-5Vで電圧低下のエラーが発生しておりました。電圧調整を行いました。
・ PARCのRAIDバッテリーを予備として置いてあります。
その他につきましては特に異常御座いませんでした。

動作確認: DQA、システムスキャンングテスト正常
定期点検作業完了です。

作業

Owner	タイプ	開始日時	終了日時	時間
Mikawa Daisuke	Planned Maintenance	2023 Aug 28 15:00	2023 Aug 28 21:00	06:00
Mikawa Daisuke	Standby-Waiting	2023 Aug 29 08:45	2023 Aug 29 09:30	00:45

パーツ

RRN	Product ID	Product Description	Qty
364574585	5158437	Filter, foam, front cover GOC6	1
364574586	5756251-2	Air Filter Foam, 45PPI, 306 x 143 mm	1
364574587	5756251-3	Air Filter Foam, 45PPI, 413 x 143 mm	1
364574588	5756251-4	Air Filter Foam, 45PPI, 327 x 143 mm	1
364574589	2353856-3	SOURCE RING LUCRICATOR - FLANGED	2

作業担当者:

三川

お客様サイン:

穴戸

作業者名:

Daisuke Mikawa

お客様:

日時:

29 Aug 2023 08:38

日時:

29 Aug 2023 08:57

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。

今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。

なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、

ご了承下さるようあわせてお願い申し上げます。

フリーダイヤル 0120-055-919

Company Information:

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127