

治験専用遠心機

管理番号	医療機器名	形式・型番	最大回転数	最大遠心力	メーカー名	メンテナンス
治験-1	テーブルトップ冷却遠心機	2800	4,000rpm	2,600×g	クボタ	メーカー保守点検 1回/年
治験-2	テーブルトップ冷却遠心機	2800				
治験-3	テーブルトップ冷却遠心機	2800				
治験-4	テーブルトップ冷却遠心機	S300TR		2,400×g		
治験-5	テーブルトップ冷却遠心機	2800		2,600×g		
治験-6	ユニバーサル冷却遠心機	5922	10,000rpm	13,420×g		
治験-8	ユニバーサル冷却遠心機	5910	8,500rpm	9,690×g		
治験-31	テーブルトップ冷却遠心機	2800	4,000rpm	2,600×g		
治験-32	テーブルトップ冷却遠心機	2800				
治験-33	テーブルトップ冷却遠心機	2800				
治験-94	テーブルトップ冷却遠心機	S300TR		2,400×g		
治験-95	テーブルトップ冷却遠心機	S300TR				